## Manual do usuário

## EzScan-i



## vatech

Documento	Versão do software	Data (d.m.a)
EzScan	3.4	23.12.2021
Manual do usuário		
IOS-FPM-71-007_PT_AA	3.5	07.02.2022
	3.6	07.07.2022
	3.7	25.10.2022

Α	presentando o EzScan	7
	1.1 Introdução	7
	1.2 O que há de novo nesta versão	7
	1.3 Indicações	7
	1.4 Certificação e conformidade	8
	1.5 Regulatoriedade	8
	1.6 Uso pretendido	8
	1.7 Classificações	8
2.	Visão geral dos componentes	10
	2.1 Componentes de hardware	10
	2.2 Componentes de software	10
	2.3 Requisitos e especificações do sistema	11
	2.4 Software de saída e compatibilidade de software de design	12
	2.5 Requisitos do computador	
	2.6 Condições ambientais	14
	2.7 Entrada de alimentação	14
	2.8 Ponteiras reutilizáveis	15
	2.9 Base e peça manual do scanner	15
	2.10 Calibragem	15
3.	Instalando e conectando o EzScan	16
	3.1 Instruções de instalação para montagem na parede (opcional)	16
	3.2 Conectando o EzScan	
	3.3 Configurando o modo gráfico de alto desempenho do Windows	
,	Company do nomo o FaCono :	24
4.	Começando com o EzScan-i	
	4.1 Registro de dispositivos	
	4.2 Acessando a página inicial do EzScan-i	
	4.3 Personalizando a conta de usuário administrador do EzScan-i	
	4.4 Adicionar uma nova conta de usuário	
	4.5 Acessando sua conta de usuário EzScan-i	
	4.6 Vinculando uma conta de usuário ao EzScanCloud	26
5.	Definindo as configurações do EzScan-i	27
	Acessando o menu Configurações	27
	5.1 Configurações gerais	27
	5.1 Comigurações gerais	27
	5.2 Configurações de dados	
		29 33

	5.5 Veja acima: seção 4.6	34
	5.6 Configurações de upload	34
	5.7 Configurações do caso	35
	5.8 Configurações da planilha de laboratório	42
	5.9 Configurações 3D	42
6.	Gerenciando casos no EzScan-i	45
	6.1 Gerenciando perfis de pacientes	45
	6.2 Gerenciando casos de pacientes	47
	6.3 Configurando um caso no EzScan-i	49
7.	Digitalizando com o EzScan	55
	7.1 Antes de digitalizar	55
	7.2 Usando a ponteira de digitalização	56
	Para facilitar o uso, segure a peça manual EzScan conforme mostrado	56
	7.3 Um exemplo de menu de fluxo de trabalho de digitalização	57
	7.4 Dicas úteis de digitalização	58
	7.5 Acessando o fluxo de trabalho de digitalização	61
	7.6 Digitalizando a arcada maxilar	61
	7.7 Digitalizando a arcada mandibular	61
	7.8 Estratégia recomendada pelo Scanpath	62
	7.9 Uso da memória de digitalização	64
	7.10 Visualização de digitalização em tempo real	65
	7.11 Usando ferramentas de digitalização	
	7.12 Usando o Mapa de qualidade ¶	67
	Desativar/Ativar cor capturada¶	68
	7.13 Usando as ferramentas de digitalização em tempo real do EzScan ¶	70
	Subcortes: Detecção automática ¶	
	7.14 Realizando um alinhamento de mordida	
	Acessando o alinhamento de mordida no fluxo de trabalho de digitalização	
	Alternando entre os modos automático e manual	
	Usando orientação por áudio	
	7.15 Realizando um alinhamento automático de mordida	
	Estratégia recomendada pelo Scanpath	
	Alinhamento de mordida usando um único segmento de mordida	
	7.16 Realizando um alinhamento mordida manual	
	7.17 Realinhamento automático	
	7.18 Usando as ferramentas de alinhamento de mordida	87
8.	Finalizando um caso de paciente	89
	8.1 Finalizando seu pedido	89
	8.2 Opções de finalização de caso	90
	8.3 Usando as ferramentas de finalização de casos	91
	8.4 Usando a ferramenta de linha de margem	94

	Modi	ficando a linha de margem¶	96
	8.5 Us	ando a ferramenta de fechamento de modelos ¶	96
	8.6 Ar	aálise de caso: Analisando imagens 2D	99
	8.7 Ar	aálise de caso: Analisando modelos 3D	99
	8.8 Cc	nfira e envie seu pedido	100
	Confi	ra os detalhes do paciente e da restauração	100
	Verifi	que as configurações de exportação	100
	Verifi	que os detalhes do pedido do laboratório	100
	Seleci	one Laboratório padrão	101
		que os detalhes do formulário de pedido	
	Verifi	car o status do caso	102
	Reenv	viando um formulário de pedido modificado	103
9.	Con	nunicação com laboratórios	104
	9.1 Vi	nculando uma conta EzScan-i ao EzScanCloud	104
		iando uma conta de usuário do EzScanCloud (Clínica)	
	9.3 Vi	são geral do painel EzScanCloud	106
		finindo as configurações de usuário do EzScanCloud	
		itando seu perfil no EzScanCloud	
		finindo as configurações de visualização e notificação	
	9.7 Cc	nfigurando conexões com laboratórios	109
		onando as configurações de upload padrão no EzScan-i	
	9.8 G	erenciando casos no EzScanCloud	112
	9.9 Ge	erenciando o status do caso no EzScanCloud	113
	Exibir	do casos por status	113
	Filtra	ndo casos	113
	Altera	indo o status do caso	114
	Descr	ições do status de caso	114
	9.10	Exibindo visualizações 3D no EzScanCloud	115
	9.11	Baixando arquivos de casos no EzScanCloud	115
	Baixa	ndo arquivos de casos específicos	115
	Baixa	ndo todos os arquivos do caso	115
	Detal	nes do arquivo do caso	116
	9.12	Exibindo um formulário de pedido de casos no EzScanCloud	116
	9.13	Adicionando um comentário a um caso	117
	9.14	Entrando em contato com o suporte via EzScanCloud	118
10	). N	/Janutenção	119
	10.1	Limpando a peça manual	
	Desin	fetantes de superfície recomendados e aprovados:	
	10.2	Dicas de limpeza e esterilização	
	Proce	dimento	
	10.3	Descarte	121
	10.4	Calibragem	121

11	. D	Piretrizes e avisos de segurança	122
	11.1	Advertências e símbolos	122
	11.2	Diretrizes gerais	122
	11.3	Advertências gerais	123
	Modif	icação do sistema	123
	Softw	are aprovado	123
	Falha	no equipamento	123
	11.4	Riscos mecânicos	123
	Peças	móveis	123
	Equipa	amento derrubado	124
	Base		124
	11.5	Segurança elétrica	124
	Choqu	e elétrico	124
	Estres	se nos cabos	124
	11.6	Segurança ocular	125
	11.7	Higiene	125
	11.8	Precauções durante a operação do sistema	125
	11.9	Desempenho do EzScan	126
	11.10	Acessórios	127
	11.11	Orientação e declaração da EMC	127
	11.12	Símbolos no EzScan e no estojo de transporte	131
12	. S	erviço de suporte, garantia e reparo	133
	12.1	Suporte	133
	12.2	Garantia padrão	134
	12.3	Serviço de reparo	134
	12.4	Serviço de reparo fora da garantia	134

#### Apresentando o EzScan

#### 1.1 Introdução

Obrigado por adquirir a solução EzScan da Vatech. A solução EzScan foi projetada e desenvolvida para produzir escaneamentos ou modelos intraorais digitais de alta qualidade, para restauração ou análise dentária

A solução EzScan foi projetada pensando em você como dentista e em seu paciente. O scanner é leve, pequeno e fácil de usar, permitindo uma digitalização rápida e precisa e uma excelente experiência do paciente. O aplicativo de gerenciamento de casos possibilita um gerenciamento de pedidos eficiente e personalizável, para uso fácil e intuitivo. Aproveite sua nova solução de scanner intraoral!

#### 1.2 O que há de novo nesta versão

Esta atualização do documento incorpora novos recursos e melhorias adicionados à versão de lancamento do software EzScan-i 3.7.

Para mais informações, consulte: Notas de lançamento do EzScan-i 3.7.

#### 1.3 Indicações

Os conjuntos de dados do EzScan podem ser usados para as seguintes indicações.

- Coroas convencionais
- Coroas anatômicas
- Copings
- Coroas provisórias
- Pônticos anatômicos
- Pônticos reduzidos
- Pônticos provisórios
- Incrustações/Restaurações
- Pilares de implante

- Pontes de implante de 3 unidades
- Pontes de até 5 unidades
- Alinhadores ortodônticos
- Placas interoclusais
- Talas
- Contenções
- Moldeiras clareadoras
- Aparelhos para dormir
- ٠...

<sup>\*</sup> Verifique com seu laboratório dentário ou prestador de serviços sobre sua capacidade de produzir indicações específicas.

#### 1.4 Certificação e conformidade

O sistema foi testado e está em conformidade com os seguintes padrões:

- IEC 60601-1, Equipamento elétrico médico Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
- IEC 60601-1-2, Equipamento elétrico médico Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial Padrão colateral: Distúrbios eletromagnéticos
- Requisitos e testes:
- IEC 62471, Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas

#### 1.5 Regulatoriedade

O EzScan é fabricado e comercializado de acordo com os regulamentos da FDA dos EUA e com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE 2017/745.

#### 1.6 Uso pretendido

O EzScan é um sistema de impressão ótica. É usado para registrar as características topográficas de dentes, impressões dentárias ou moldes de gesso para uso no projeto assistido por computador (PAC) e na fabricação assistida por computador (CAM) de dispositivos protéticos restauradores dentários.



**CUIDADO**: Somente Rx - A lei federal restringe que este dispositivo seja vendido por ou sob encomenda de um dentista.



**AVISO**: O uso do sistema de maneira não pretendida pode resultar em lesões físicas no paciente e no operador e em danos ao sistema.

#### 1.7 Classificações

O sistema EzScan possui as seguintes classificações

- Proteção contra choque elétrico: Peça aplicada do tipo B
- Proteção contra a entrada nociva de água: Equipamento comum (IPXO)
- Segurança da aplicação na presença de um material anestésico inflamável com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso: Equipamento não adequado para uso na presença de mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso.


#### 2. Visão geral dos componentes

O sistema EzScan possui componentes de hardware e software:

## 2.1 Componentes de hardware

O sistema EzScan possui os seguintes componentes de hardware\*:

- 1. Scanner EzScan
- 2. Base EzScan
- 3. Ponteiras autoclaváveis removíveis
- 4. Cabo USB 3.0
- 5. Adaptador de alimentação CA/CC



Componente de hardware	Número da peça
Sistema EzScan (inclui 3 ponteiras)	V2810110
Cabo USB 3.0	IOS-CP-00-043
Adaptador de alimentação CA/CC	IOS-CP-00-088

**Guarde a caixa**: É altamente recomendável que você guarde a caixa em um local seguro e não a descarte. A caixa é ideal para qualquer transporte ou envio necessário do EzScan.

#### 2.2 Componentes de software

O sistema EzScan possui os seguintes componentes de software:

EzScan-i : Software de digitalização 3D e gerenciamento de casos.

EzScanCloud: Plataforma de nuvem dedicada para pedidos e

comunicação com laboratórios

#### 2.3 Requisitos e especificações do sistema

#### Especificações do scanner

Scanner portátil (acoplado à cadeira) que cria impressões óticas para restaurações dentárias.
Compacto, leve e ergonômico — projetado para ser operado com pouco esforço físico.
Tamanho: C 306 mm, L 98 mm, A 72 mm
Peso: 150 gramas
Tamanho: C 256 mm, L 43 mm, A 43 mm
Comprimento do cabo (do scanner até a base): 2m
CC 5.0V/4A (fonte de alimentação inclusa)
Reutilizável até 250 vezes, esterilize usando autoclave a vapor
Ventilado. Evita o embaçamento da lente
Tecnologia híbrida: imagem estéreo ativa e luz estruturada
CMOS
24 bits (8 bits por canal)
25-30 FPS
12 mm x 14 mm
LEDs de alta potência

#### Processo de digitalização

Preparação dentária	Não é necessário pó ou spray
Princípio de digitalização	Digitalização contínua e cumulativa (junção) de dados de profundidade e cor
Scanner a distância - Dente	-1 mm — 19 mm
Possível duração do contato pelo operador	<10 min. Observação: Pode variar com a configuração do

	hardware
Parte acessível ao operador	Peça manual
Possível duração do contato pelo paciente	t ≤ 10 min
Parte acessível ao paciente (peça aplicada do tipo B)	Ponteira (autoclavável)
Computador — Interface do scanner	USB 3.0

## 2.4 Software de saída e compatibilidade de software de design

- <u> </u>	
Formato do arquivo de saío	da STL, PLY, OBJ
Compatibilidade com PAC/CAM	Formato de saída de arquitetura aberta STL, PLY, OBJ Compatível com a maioria dos sistemas PAC
Sistemas	odontológicos

#### 2.5 Requisitos do computador

#### Requisitos mínimos de software

Sistema operacional	Windows 10 (excluindo o Windows 10 S, agora extinto) Direitos administrativos necessários
Espaço em disco	100 GB ou mais de espaço livre em disco
Entradas	Pelo menos 1 entrada USB 3.0 (SuperSpeed)
Driver Nvidia	Atualmente, é necessária a versão 471.68 do driver Nvidia Studio. O driver Nvidia Gamer-Ready não deve ser usado com o software EzScan-i.
Modo de operação da GPU NVIDIA	O computador deve ser capaz de garantir que a GPU Nvidia seja a única GPU ativada no computador e que qualquer GPU integrada Intel esteja desativada. (Isso geralmente é obtido usando ferramentas de configuração de alto nível ou comandos do BIOS).

Página 12 Manual do usuário

	Aviso: Certos modelos de computador das seguintes marcas - Acer, MSI, HP, não oferecem a opção de ter apenas a GPU Nvidia ativa. Isso pode afetar o desempenho: baixo índice de FPS ou congelamento durante a digitalização.
Resolução da tela	Full HD (1920 x 1080) com DPI 100%  OBSERVAÇÃO: O uso de resoluções 4K (3840 x 2160 pixels) ou Ultra-Wide (3440 x 1440 pixels) também é possível, no entanto, o impacto no desempenho não foi quantificado neste estágio.

#### Recomendações de configuração de software

Atualizações automáticas do Windows	Recomendamos desativar todas as atualizações automáticas do Windows (exceto as atualizações de segurança).
Atualizações automáticas do driver Nvidia	As atualizações automáticas do driver Nvidia devem ser desativadas.
Configurações da bateria do Windows	Em laptops, a configuração da bateria no Windows deve ser configurada para somente modo de alto desempenho, com a opção sem economia de bateria selecionada.

#### Requisitos mínimos de hardware

Tipo de CPU	Intel 10ª, 11ª ou 12ª geração. Intel i7 ou i9 — 4 núcleos oferecem o melhor desempenho.
Relógio da CPU	Relógio de 2,8 GHz ou mais
Memória	16 GB de RAM ou mais (DDR4 ou superior)
Memória da placa gráfica	São necessários, no mínimo, 6 GB de RAM na placa gráfica. Abaixo disso, o software não será iniciado: uma mensagem de erro informará que o requisito mínimo não foi atingido.

AVISO: As GPUs AMD NÃO possuem garantia de compatibilidade com o EzScan.



O não cumprimento dos requisitos mínimos de hardware afetará

GPU	Quadro RTX3000, RTX4000 e superior para laptop e desktop RTX2070 para laptop e desktop RTX2080 para laptop e desktop RTX2080TI para desktop RTX3070 para laptop e desktop
	RTX3080 para laptop e desktop RTX3090 para desktop

#### 2.6 Condições ambientais

Temperatura de operação	10°C a 30°C
Umidade relativa de operação	10% a 80% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	- 20°C a 60°C
Umidade relativa de armazenamento	10% a 80% (sem condensação) Somente para uso interno
Categoria de instalação	1
Grau de poluição	2
Entrada de líquidos	IPXO
Classe de proteção	Classe IIIb
Categoria de sobretensão	II de acordo com IEC 60664-1
Condição de trabalho máximo	Ciclos contínuos com captura e transmissão de imagens de/para notebook ou computador de nível não médico.
Outros acessórios possíveis (IEC60601-13º, Cl. 16)	Notebook com adaptador CA/CC.
Manutenção do equipamento	Nenhuma manutenção do usuário é necessária e nenhum serviço de usuário é permitido. Entre em contato com o suporte técnico em caso de problema.
Limpeza	Não tente limpar o interior do dispositivo Consulte a <b>seção 9.1: Limpando a peça</b> <b>manual</b> para limpeza e esterilização.

#### 2.7 Entrada de alimentação

A entrada do adaptador de alimentação é 5V CC, 100-240V CA, 50-60Hz.

#### 2.8 Ponteiras reutilizáveis

A ponteira do scanner é autoclavável até 250 vezes em autoclave a vapor quando a esterilização for realizada em um ciclo de 4 minutos a 132°C/134°C ou em um ciclo de 45 minutos a 121°C

Veja abaixo: seção 10.2 Dicas de limpeza e esterilização.

#### 2.9 Base e peca manual do scanner

O corpo do scanner consiste na base de encaixe e na peça manual, que são conectadas por um cabo flexível e não removível.

#### 2.10 Calibragem


O scanner intraoral EzScan™ é calibrado de fábrica. No caso de problemas de calibragem devido ao transporte, entre em contato com seu revendedor ou com o técnico de suporte da Vatech.

## 3. Instalando e conectando o EzScan

## 3.1 Instruções de instalação para montagem na parede (opcional)

Ao montar a base do scanner na parede, tenha o cuidado de respeitar as medidas indicadas para fazer furos para o suporte de parede.

- Recomenda-se usar âncoras de parede e parafusos roscados com diâmetro de cabeça de 8 mm (5/16th polegadas).
- Recomenda-se uma distância de 4-5 mm (3/16th polegadas) entre a parede e a cabeça do parafuso inferior.






**Cuidado:** Se a base de encaixe não estiver instalada corretamente, existe a possibilidade de a base cair e danificar o scanner.



**IMPORTANTE**: A Vatech não se responsabiliza por acidentes ou danos causados no caso de queda do scanner.

Página 16 Manual do usuári

#### 3.2 Conectando o EzScan



#### Para instalar e conectar o scanner EzScan:

- **Paso 1.** Coloque a base de encaixe em uma superfície plana e estável e coloque a peça manual EzScan com segurança na base.
- **Paso 2.** Conecte o cabo do adaptador de alimentação CA/CC à base de encaixe (o soquete do conector está localizado embaixo da base do scanner).



**AVISO**: Certifique-se de usar o adaptador de alimentação de 5.0V 4A fornecido. Não fazer isso pode resultar em danos ao dispositivo de digitalização.

**Paso 3.** Conecte o cabo USB 3.0 fornecido à base de encaixe (o soquete do conector está localizado embaixo da base do scanner).



**AVISO**: Usar um cabo USB diferente do fornecido pode resultar em mau funcionamento do sistema ou redução do desempenho.

#### Conecte a outra extremidade do cabo USB 3.0 Paso 4 ao computador.



SS IMPORTANTE: Certifique-se de usar uma entrada USB compatível com USB 3.0 (SuperSpeed), geralmente indicada por este símbolo:



não fazer isso pode resultar em mau funcionamento do sistema ou redução do desempenho.



IMPORTANTE: Ao usar um computador desktop, é altamente recomendável conectar o cabo USB a uma entrada USB localizada na parte traseira do computador: não fazer isso pode resultar em mau funcionamento do sistema ou redução do desempenho.

NÃO conecte o cabo USB a um hub intermediário.

Paso 5. Conecte o bloco adaptador fornecido a uma tomada elétrica



**IMPORTANTE**: Se estiver usando um laptop, certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada a uma tomada elétrica e não esteja funcionando com bateria. Não fazer isso significará que o scanner não terá energia suficiente para produzir imagens.

#### IMPORTANTE: Conecte à fonte de alimentação antes de digitalizar!


Se o seu laptop não estiver conectado corretamente a uma tomada elétrica, a seguinte mensagem será exibida:

Nesse caso, conecte seu laptop à fonte de alimentação antes de continuar usando o scanner.




## 3.3 Configurando o modo gráfico de alto desempenho do Windows

Em laptops, as configurações da bateria no Windows devem ser definidas somente para o modo de alto desempenho, sem a opção de economia de bateria (Configurações/Sistema/Bateria).



Para selecionar o modo de alto desempenho para o aplicativo HeronClinic:

- Nas Configurações gráficas do Windows: clique para ativar o Agendamento de GPU acelerado por hardware
- 2. Em Preferência de desempenho gráfico: selecione Aplicativo para desktop
- Clique em Procurar e selecione o aplicativo HeronClinic conforme mostrado (Launcher.exe):



- 4. Em Opções, selecione Alto desempenho e clique em Salvar.
- Repita isso para os arquivos executáveis HeronClinic PatientDB.exe e Scan3D.exe.
- 6. Reinicie seu computador para aplicar as alterações.



**IMPORTANTE**: Em laptops, as configurações da bateria no Windows devem ser definidas somente para o modo de alto desempenho, sem a opção de economia de bateria (Configurações/Sistema/Bateria).

#### AVISO: Locais de instalação inadequados




AVISO: Locais de instalação inadequados:

- Locais com umidade ou poeira excessivas
- Locais sujeitos a altas temperaturas
- Locais sujeitos a tremores ou vibrações
- Locais expostos a consideráveis ruídos elétricos ou magnéticos ou outras formas de energia eletromagnética

Página 20 Manual do usuário


#### 4. Começando com o EzScan-i

Depois de conectar o EzScan, você estará pronto para iniciar o software EzScan-i instalado em seu computador. O software EzScan-i é iniciado selecionando a opção **IO Scanner** em **EzDent-i**.



#### 4.1 Registro de dispositivos

Ao iniciar o software EzScan-i pela primeira vez, você será convidado a registrar seu dispositivo EzScan:





**AVISO**: Não será possível realizar novas digitalizações ou exportar digitalizações existentes se o dispositivo não tiver sido registrado no computador.

Na caixa de diálogo Registro do dispositivo:

- **Paso 1.** Insira seus dados pessoais de contato.
- **Paso 2.** Copie/Cole o número de série do scanner de Configurações gerais
- **Paso 3.** Marque a caixa de consentimento para concordar com o armazenamento e o processamento de seus dados.
- **Paso 4.** Clique em **Enviar** para enviar as informações de registro do dispositivo.

Quando você envia o formulário de registro do dispositivo, a interface EzScan-i abrirá diretamente na página de **Configuração de caso** 


#### Configuração de caso

O ícone Configuração de caso está destacado no menu à esquerda.

A página Case Setup permite que você selecione restaurações e insira os detalhes do formulário de restauração e pedido.

Para obter mais informações, consulte abaixo: seção 6.3 Configurando um caso no EzScan-i






#### 4.2 Acessando a página inicial do EzScan-i

Para acessar a página inicial do EzScan-i, clique no ícone **Início** no canto superior esquerdo da janela **Case Setup**.





#### Visão de pacientes/casos

Na página inicial do EzScan-i, você pode alternar entre as visualizações de **Pacientes** e **Casos** e filtrar ou pesquisar pacientes/casos deseiados.



#### Filtro/Pesquisar


Você pode pesquisar por termo ou clicar no ícone Filtro para abrir a caixa de diálogo Filtros.



Você pode exibir uma lista de pacientes da seguinte forma:

- Gênero
- Data de criação do caso (ou intervalo de datas)
- Data de nascimento





Um filtro ativo é indicado conforme mostrado acima.

### Selecionar uma visualização padrão da página inicial do **usuário**Para selecionar uma **Visualização padrão** preferida para a



△ E EzScan-i ∨

#### Página inicial do usuário:

- **Paso 1.** Clique no ícone Sistema localizado no canto superior direito da Tela inicial do usuário para acessar a interface Configurações.
- Paso 2. No menu Configurações à esquerda, selecione Geral.
- Paso 3. Clique em Página inicial preferida, e, no menu suspenso, selecione Pacientes recentes ou Casos recentes


#### 4.3 Personalizando a conta de usuário administrador do FzScan-i

Para personalizar a conta de usuário administrador EzScan-I:

**Paso 1.** Clique **no** ícone Conta de usuário administrador **EzScan-i**:

Isso abrirá a tela inicial do usuário.

Paso 2. Clique no ícone Sistema localizado no canto superior direito da Tela inicial do usuário para acessar a interface Configurações.






- Paso 3. Selecione Usuários no menu Configurações à esquerda e clique em Adicionar e editar usuários.
- Paso 4. Selecione o Perfil de usuário padrão "EzScan" e clique no ícone Editar para personalizar a conta de usuário administrador padrão.

Observação: O ID de administrador padrão do "EzScan" não pode ser modificado

- Paso 5. No campo Imagem do Usuário, você pode clicar para abrir a caixa de diálogo Imagem, para adicionar ou tirar uma foto do usuário.
- **Paso 6.** Para aplicar alterações, reinicie o aplicativo.



#### 4.4 Adicionar uma nova conta de usuário

Você pode usar o perfil de usuário administrador (E) do **EzScan-i** para adicionar novas contas de usuário.

Para adicionar uma nova conta de usuário:

Paso 1. Em Adicionar e editar usuários, clique em ADICIONAR NOVO USUÁRIO:

Isso abre a caixa de diálogo Novo usuário.

**Paso 2.** Insira as informações do usuário: endereço de e-mail, nome, sobrenome, número de registro (opcional) e foto (opcional).

# Novo Ustairio Fadereç de e auth \* Princeles Rimes \* Ultima Names \* Nimera de registree Umagne de describes Umagne de describes Um de savonde Um de savonde Um de savonde Um de San Cloude COLOCALIMA CELLAR CELLAR

#### Protegendo uma conta de usuário com senha

Para proteger com senha um perfil de usuário (recomendado):

- Paso 3. Selecione Sim no campo Usar senha.
- **Paso 4. Digite e confirme** a senha para aplicar a essa conta de usuário.
- Paso 5. Para aplicar alterações do Usuário, feche e reinicie o aplicativo.



#### 4.5 Acessando sua conta de usuário EzScan-i

As contas de usuário são exibidas no menu à esquerda da página inicial do EzScan-i

Para acessar a **Tela inicial** da sua conta de usuário:

Paso 1. Clique no seu perfil de usuário no menu à esquerda da página inicial do EzScan-i.

A janela de **Login no EzScan-i** abrirá automaticamente, convidando você a **Fazer login** ou **Criar uma nova conta**.

**Paso 2.** Digite a senha e clique em **ENTRAR**.




#### 4.6 Vinculando uma conta de usuário ao EzScanCloud

Você pode vincular sua(s) conta(s) de usuário **EzScan-i** à plataforma dedicada **EzScanCloud** da solução **EzScan**. O **EzScanCloud** permite que os usuários configurem e gerenciem com facilidade e eficiência as transferências de arquivos e conexões com os laboratórios.

*Observação*: A plataforma **EzScanCloud** foi projetada para facilitar o compartilhamento de arquivos e gerenciar conexões com laboratórios. **Não** é um servico de armazenamento em nuvem.

Para vincular o perfil de usuário **EzScan-i** a uma conta EzScanCloud:

- Paso 1. Usando a conta de administrador, em Adicionar e editar usuários, clique em ADICIONAR NOVO USUÁRIO para criar uma conta de usuário.
- Paso 2. Insira os detalhes da conta e, no campo Usar EzScanCloud, selecione Sim.
- **Paso 3.** Clique em **Criar** para adicionar a nova conta de usuário.
- Paso 4. Clique em OK.



A janela **Login no EzScanCloud** abrirá automaticamente, convidando você a **Fazer login** ou **Criar uma nova conta no EzScanCloud**.

## 5. Definindo as configurações do EzScan-i


#### Acessando o menu Configurações

As configurações do Sistema podem ser acessadas clicando no ícone Sistema localizado no canto superior direito da tela inicial do usuário do EzScan-i



#### Grupos de configurações

Para acessar um grupo específico de Configurações, você pode selecionar no **Menu Configurações** à esquerda, filtrar por pesquisa ou rolar para baixo.



**Observação:** As configurações do sistema são aplicadas automaticamente a **todos os usuários.** 

#### 5.1 Configurações gerais

O menu de configurações **Gerais** permite que você selecione o seguinte:

- Preferências do usuário: idioma, formatos padrão de arquivo e imagem, etc.
- Informações de versão: software, UI e scanner, atualizações
- Suporte de acesso: acesse o portal de suporte do EzScan



Se você fizer uma solicitação de suporte, você deverá especificar a versão do software, a versão da interface do usuário (UI) e o número de série do scanner (S/N).

Eles podem ser copiados clicando no ícone de cópia correspondente.



#### Configurações gerais

Configuração	Descrição
Idioma do sistema	Selecione o idioma da interface gráfica do usuário
Formato de saída preferido	Selecione o formato de arquivo 3D padrão: .STL, .PLY, .OBJ
Formato de salvamento de imagem	Selecione o formato de imagem padrão: .PNG, .JPG
Página inicial preferida	Selecione a página inicial padrão de Pacientes recentes ou Casos recentes
Versão do software	Clique para copiar a versão do software do módulo de digitalização
Versão UI	Clique para copiar a versão da interface do usuário
Scanner S/N	Clique para copiar o número de série do scanner.  De acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745, o UDI é composto por um identificador de dispositivo (UDI_DI) e um identificador de produção (UDI-PI). Os últimos 6 dígitos representam o número de série (S/N) do scanner  Por exemplo: (01)00864206000406(11)191212(10)FR7100AB(21) 104246
Verifique se há Atualizações de software	Clique no botão <b>Verificar agora</b> para verificar manualmente as atualizações de software. Uma verificação automática é feita no lançamento
Teamviewer	Clique para permitir o controle remoto seguro de sua estação de trabalho por um técnico de suporte da Vatech
Página de suporte	Suporte on-line da Vatech
Restaurar configurações padrão	Clique para restaurar as configurações padrão do software <b>EzScan-I</b> .

Página 28 Manual do usuário

#### 5.2 Configurações de dados

As configurações de dados permitem que os usuários:

- Definam Configurações de Importação/Exportação de Casos/Bancos de dados
- Executem
   Importação/Exportação de
   Casos/Bancos de dados
- Compartilhem/Restrinjam o acesso ao banco de dados
- Programem a exclusão automática de dados brutos de digitalização (limpeza automática)




#### Exportação de Casos/Bancos de dados


Para definir as configurações de Exportação de Casos/Bancos de dados:

Paso 1. Clique no botão EXPORTAR para selecionar a pasta de Exportação vinculada à sua Pasta de dados do EzScan-i

Para exportar **Todos** ou os **Casos selecionados** para a pasta de Exportação:

Paso 2. Clique em Casos selecionados e EXPORTAR para acessar a janela Selecionar casos.





- Use [CTRL]+clique com o botão esquerdo para selecionar vários casos.
- Use [CTRL]SHIFT+clique com o botão esquerdo para selecionar uma variedade de casos.

Todos os arquivos relacionados aos casos selecionados serão exportados para a pasta definida nas Configurações de dados.

Observação: A pasta de destino da exportação deve estar vazia.



#### Ativar a exportação automática de dados

Quando esse recurso é ativado nas **Configurações de dados**, os dados do caso são exportados automaticamente para o **EzDent-i** sem precisar clicar em **Exportar** na página **Finalização** de caso.

## Importar Caso/Dados Patta de dados fafecan i C/Programbota/fafecan i Importar Parta: Solocida: Titodos es Casses Casses sufrecimendo

#### Importação de Casos/Bancos de dados


Nas configurações de Dados:

Paso 1. Clique no botão IMPORTAR para selecionar a pasta de Importação vinculada à sua pasta de dados no FzScan-i.

Você pode importar **Todos** os casos ou os **Casos selecionados**.

#### Caminho do Exocad DentalCADApp

Em Configuração de **Dados** clique em **Exocad DentalCADApp Path** para selecionar o caminho de exportação para seu aplicativo Exocad CAD.





Observação: Quando o caminho de exportação Exocad DentalCADApp é definido nas Configurações de dados, a opção de exportação Design BY Exocad é exibida na página Finalização de caso.

Veja abaixo: seção 8: Finalizando um caso de paciente

#### Limpeza automática de dados brutos de digitalização

As configurações de **Limpeza automática** permitem que você limpe automaticamente os dados do projeto para casos após 1 semana, 1 mês ou 3 meses

A limpeza automática excluirá os dados brutos da digitalização, mantendo os conjuntos de dados do caso disponíveis para análise (a indicação e a prescrição permanecem disponíveis para casos limpos).






Configuração de dados	Descrição
Exportação de Casos/Bancos de dados	Clique no botão <b>EXPORTAR</b> para selecionar a pasta <b>Dados do EzScan-i</b> e na pasta <b>Exportação</b> e para exportar <b>Todos</b> os casos ou os <b>Casos selecionados</b>
Importação de Casos/Bancos de dados	Clique no botão <b>IMPORTAR</b> para selecionar a pasta <b>Dados do EzScan-i</b> e na pasta <b>Importação</b> e para importar <b>Todos</b> os casos ou os <b>Casos selecionados</b>
Incluir nome do paciente no caminho de exportação	Selecione essa opção para incluir o nome do paciente no caminho de exportação. Desativado por padrão
Caminho de exportação do caso	Clique para especificar a pasta padrão de exportação de casos
Ativar a exportação automática de dados	Quando selecionados, os arquivos de casos serão exportados automaticamente para o aplicativo <b>EzDent-</b> i.
Caminho do Exocad DentalCADApp	Clique para definir o caminho do arquivo de exportação Exocad.  OBSERVAÇÃO: A opção Design By Exocad é exibida nas opções de Exportação de finalização de caso somente quando o caminho de exportação está configurado
Compartilhe o banco de dados com todos os usuários	Ative esse recurso para compartilhar ou restringir o acesso ao banco de dados
Limpeza automática de dados brutos de digitalização	Ative esse recurso para excluir automaticamente os dados de digitalização após um período predefinido. Quando você ativa o Limpeza automática de dados brutos de digitalização, os dados das digitalizações excluídas só estão disponíveis no modo de revisão. Os dados do caso podem ser revisados e compartilhados, mas não é mais possível atualizar a digitalização
Limpeza automática de dados brutos mais antigos que	Selecione um período predefinido após o qual os dados de digitalização serão excluídos automaticamente: 1 semana, 1 mês, 3 meses. O período padrão é de 3 meses

Página 32 Manual do usuário

#### 5.3 Configurações de som

As configurações de som permitem Ativar/Desativar o Recurso de orientação sonora durante a digitalização e pré-selecionar efeitos sonoros e volume.



Observação: se o volume do computador estiver desativado ou mudo, o usuário não ouvirá os sons.

#### Orientação por áudio

Os seguintes sons de orientação por áudio estão disponíveis durante a digitalização:

- Um som para a arcada superior quando registrada
- Um som para a arcada inferior quando registrada
- Um som para ambas e com dados suficientes (pouco antes/depois que o usuário interrompe a digitalização)

Descrição das configurações de som

Configuração de som	Descrição
Use orientação sonora	Ative para usar a orientação sonora durante a digitalização (recomendado)
Volume do som	Pré-selecione o volume
Efeito sonoro	Pré-selecione o efeito sonoro

#### 5.4 Configurações do usuário

Nas Configurações do usuário, você pode adicionar ou editar usuários usando a conta de administrador


Os dossiês do usuário podem ser protegidos por senha e vinculados a uma conta no EzScanCloud



- Clique no ícone Editar à direita para inserir/modificar as Informações do usuário: e-mail, nome e foto.
- Selecione Usar senha para proteger com senha a conta do usuário.
- Selecione Usar EzScanCloud para vincular a uma conta EzScanCloud.

5.5 Veia acima: seção 4.6 Vinculando uma conta de usuário ao EzScanCloud


#### 5.6 Configurações de upload



A configuração de upload permite que os usuários selecionem um laboratório padrão para transferir arquivos em sua conta no EzScanCloud.


A conexão padrão será selecionada automaticamente ao preparar pedidos para envio a um laboratório.

Veja abaixo: Finalizando um caso de paciente.



#### 5.7 Configurações do caso

As **Configurações do caso** permitem que você adapte a página de **Configurações do caso** às suas necessidades de pedido, restauração e paciente.



#### Selecionar o sistema de numeração de dentes

Em **Sistema de numeração de dentes**, clique para selecionar o sistema de notação de sua escolha:

- Federação Dentária Mundial FDI
- Sistema de numeração universal
- Método de notação Palmer
- Notação Palmer (digital)
- Sistema de numeração de dentes primários (para restaurações pediátricas)

#### Selecione o Sistema de sombra

Em Selecionar sistema de sombra, clique para selecionar o Sistema de sombra desejado: **Vita Classic** ou **Vita 3D-Master**.

#### Ocultar nome do paciente

Ative o recurso **Ocultar o nome do paciente** para anonimizar a identidade do paciente. Isso pode ser útil para proteger a privacidade do paciente ou usar exemplos de casos anônimos para fins de treinamento e apresentação.





#### Ocultar o nome do paciente ao enviar para o laboratório


Permite que você defina as configurações para que os nomes dos pacientes sejam anonimizados por padrão ao enviar casos de pacientes aos laboratórios. Clique no controle deslizante à direita para ativar, à esquerda para desativar.

#### Seletor de restauração

A configuração do **Seletor de restauração** permite que você selecione a organização **Padrão** ou **Alternativa** dos tipos de restauração, permitindo que você adapte o gerenciamento das opções de restauração disponíveis às suas necessidades específicas de restauração.

Em Configurações, selecione Configuração de caso e, no campo Seletor de restauração, clique para selecionar uma opção:

- Padrão
- Alternativa
- Simples
- Avancado
- Especialista




Quando você seleciona um **Seletor de restauração** nas **Configurações do caso** a janela **Editor de restauração** refletirá automaticamente essa escolha.


**Observação:** Ao selecionar restaurações usando um seletor, você não pode alternar para outro seletor no mesmo caso do paciente sem primeiro excluir as restaurações selecionadas.

# Seletor de restauração: Alternativa

Quando a opção **Alternativa** é selecionada em **Configurações**, na página **Configuração de caso** o seletor **Escolher tipo de restauração** é exibido conforme mostrado:



# Seletor de restauração: Padrão



Quando a opção **Padrão** é selecionada em **Configurações**, na página **Configuração de caso** o seletor **Escolher tipo de restauração** é exibido conforme mostrado:

# Seletor de restauração: Simples

Se o trabalho principal de sua prática se limitar às preparações de coroas, revestimentos ou incrustações/incrustações, uma opção **Simples** é proposta.

Quando a opção **Simples** é selecionada em **Configurações**, na página **Configuração de caso** o seletor **Escolher tipo de restauração** é exibido conforme mostrado.



# Seletor de restauração: Avançado/Especialista ¶

Quando a opção Seletor de restauração **Avançado** é selecionado em **Configurações**, na página **Configuração de caso** o seletor **Escolher tipo de restauração** é exibido conforme mostrado:




Quando a opção Seletor de restauração **Especialista** é selecionada em **Configurações**, na página **Configuração de caso** o seletor **Escolher tipo de restauração** é exibido conforme mostrado:



Página 38

## Editar Restaurações

O Editor de restauração permite a você selecionar/desmarcar os Tipos de restauração e materiais disponíveis ao preencher os detalhes do pedido de configuração de caso\*.



## Para as opções Editar restaurações:

- **Paso 1.** Clique em Editar para abrir o Editor de Restauração.
- Paso 2. Clique para Selecionar/Desmarcar as opções de Restaurações e/ou Materiais disponíveis\*
- **Paso 3.** Clique em **Redefinir** para redefinir as configurações padrão do usuário.
- **Paso 4.** Clique em **Salvar e fechar** para salvar as alterações.

Clique em **Fechar** para fechar sem salvar as alterações.

**Paso 5.** Reinicie o aplicativo EzScan-i para aplicar as alterações.


<sup>\*</sup>Observação: Verifique com seu laboratório dentário ou prestador de serviços sobre a capacidade de produzir indicações específicas.

# Editor de implantes

## Em Configuração de caso/Editar implantes:

**Paso 1.** Clique em Editar para abrir o Editor de implantes.

O **Editor de implantes** permite que os usuários personalizem os tipos de fabricantes, sistemas e conexões disponíveis ao preencher formulários de pedido.



# Adicionar/Excluir da biblioteca de implantes

Os elementos podem ser adicionados ou excluídos da Biblioteca de implantes, ou sua ordem modificada, clicando nos ícones na base de cada coluna.

**Paso 2.** Clique em **Redefinir** para redefinir as configurações padrão do usuário.



**Paso 3.** Clique em **Fechar** para fechar sem salvar as alterações.

Clique em **Salvar e fechar** para salvar as alterações.


**Paso 4.** Reinicie o EzScan-i para aplicar as alterações.

# Descrição das configurações do caso

Configuração de caso	Descrição
Sistema de numeração de dentes	Selecione o formulário de pedido do sistema de numeração de dentes
Sistema de sombra	Selecione o formulário de pedido de Sistema de sombra
Ocultar nome do paciente	Ative esse recurso para anonimizar a identidade do paciente. Isso pode ser útil para proteger a privacidade do paciente e usar exemplos de casos anônimos para fins de treinamento e apresentação.
Ocultar o nome do paciente ao enviar para o laboratório	Permite que você defina as configurações para que os nomes dos pacientes sejam anonimizados por padrão ao enviar casos de pacientes aos laboratórios. Clique no controle deslizante à direita para ativar, à esquerda para desativar.
Seletor de restauração	Permite que você escolha entre dois seletores de restauração diferentes, Padrão e Alternativo.  Observação: Ao selecionar restaurações usando um seletor, você não pode alternar para o outro seletor no mesmo caso do paciente sem primeiro excluir as restaurações selecionadas.
Editar restaurações	O Editor de restauração permite que os usuários personalizem os tipos e materiais de restauração disponíveis ao preencher os formulários de pedido de casos.
Editar implantes	O Editor de implantes permite que os usuários personalizem os fabricantes, sistemas e tipos de conexão que estão disponíveis ao preencher formulários de pedido.

# 5.8 Configurações da planilha de laboratório

As configurações da planilha de laboratório permitem que os usuários personalizem os formulários de pedido para serem usados por sua organização, adicionando o nome, endereço e logotipo corporativo às planilhas de laboratório e selecionando um formato de página (A4/Carta dos EUA).



# 5.9 Configurações 3D

As configurações 3D permitem que você selecione as opções de digitalização em tempo real e projeção 3D.



#### Preenchimento de furos

Quando esse recurso é ativado, o software de digitalização 3D preenche automaticamente todas as regiões da digitalização ou "vãos" onde faltam dados. Os vãos são preenchidos quando o usuário para de digitalizar e o modelo é exibido na tela.

Destaque de vãos durante a digitalização

Quando o realce automático de vãos é ativado, essa opção destaca essas

áreas durante a digitalização em tempo real. Isso permite que o usuário veia onde estão os vãos e os preencha.

Projecão 3D

Clique para selecionar Perspectiva ou Visualização padrão paralela das arcadas digitalizadas.

**Observação:** Essa opção está disponível no visualizador 3D após a finalização e na página de visualização do caso. Não está disponível durante a digitalização.

Habilitar a sobreposição colorida da região de interesse durante o alinhamento de mordida

Selecione para exibir a sobreposição colorida da região de interesse durante o alinhamento de mordida Ativado por padrão. Aciona uma sobreposição verde/vermelha durante a fase de digitalização para indicar a coleta ativa de dados

Habilitar a finalização em alta resolução

Selecione para ativar a finalização padrão de alta resolução. Para todas as indicações, é possível na página **Configuração de caso** modificar a configuração por caso.

Ativar otimização durante a digitalização

Quando ativado, realiza a otimização da digitalização em segundo plano durante o processo.

Observação: Essa configuração é especialmente recomendada para novos usuários ou para usuários que encontram dificuldades durante a digitalização.

Adaptar a visualização em tempo real

Adapte a janela de visualização em tempo real para visualizar a **Digitalização de frente** ou a **Digitalização de trás**, para ajustar a orientação da visualização em tempo real com base na posição adotada pelo dentista.

# Descrição das configurações 3D


Configuração de digitalização 3D	Descrição
Preenchimento de furos	O software de digitalização 3D preenche automaticamente qualquer região na digitalização ou "vãos" onde faltam dados. Os vãos são preenchidos quando o usuário para de digitalizar e o modelo é exibido na tela.
Destaque de vãos durante a digitalização	Destaca as áreas em que os vãos estão localizados durante a digitalização. Isso permite que o usuário veja onde estão os vãos e os preencha.
Projeção 3D	Selecione a visualização padrão em perspectiva ou paralela das arcadas digitalizadas
Habilitar a sobreposição colorida da região de interesse durante o alinhamento de mordida	Selecione para exibir a sobreposição colorida da região de interesse durante o alinhamento de mordida Ativado por padrão. Isso aciona uma sobreposição verde/vermelha durante a fase de digitalização para indicar a coleta ativa de dados.
Habilitar a finalização em alta resolução	Selecione para ativar a finalização padrão de alta resolução
Ativar otimização durante a digitalização	Quando ativado, realiza a otimização da digitalização em segundo plano durante o processo.  Observação: Essa configuração é especialmente recomendada para novos usuários ou para usuários que encontram dificuldades durante a digitalização.
Adaptar a visualização em tempo real	Adapte a janela de visualização em tempo real para visualizar a Digitalização de frente ou a Digitalização de trás, para ajustar a orientação da visualização em tempo real com base na posição adotada pelo dentista.  Para demonstrações e modelos, é recomendável selecionar a opção padrão (ver Digitalizar de frente).

Página 44 Manual do usuário

# 6. Gerenciando casos no EzScan-i

Os pacientes e seus arquivos de casos associados podem ser acessados na página inicial do EzScan-i.

Todas as informações do paciente podem ser modificadas no EzDent-i.



Se o ID do paciente ainda não existir no banco de dados do EzScan, o EzScan-i cria uma nova entrada de paciente usando ID do paciente, nomes, data de nascimento e gênero fornecidos pelo EzDent-i.

# 6.1 Gerenciando perfis de pacientes

# Filtrando perfis de pacientes


**Paso 1.** Clique no ícone **PACIENTES** no menu à esquerda.

Para selecionar a lista de perfis de pacientes:

Para organizar os perfis dos pacientes:

**Paso 2.** Clique em Último caso criado ou em Nome.





## e/ou Data de nascimento:

- Paso 3 Clique no ícone **Filtro** e. na caixa de diálogo Filtros selecione os detalhes do filtro
- Paso 4. Clique em Aplicar para aplicar o filtro ou
- Paso 5. Clique em Cancelar para cancelar todas as modificações feitas no filtro.


Um filtro ativo é indicado por um círculo, conforme mostrado.

Para remover um filtro ativo:

Paso 6. Clique em Redefinir.

## Selecionando um perfil de paciente

- Para Selecionarum perfil de paciente:
  - Paso 1. Marque a caixa de seleção de paciente conforme mostrado.



# Excluindo perfis de pacientes

- Para excluir um Perfil de paciente:
- Paso 2. Clique no ícone de 3 pontos à direita da pasta Paciente e selecione Excluir.

Observação: Somente perfis de pacientes sem casos podem ser excluídos. Os casos vinculados a um paciente devem ser excluídos primeiro.



## Anonimização dos dados do paciente

Você pode anonimizar os dados do paciente antes de compartilhar os arquivos do paciente com os laboratórios.

Para anonimizar os dados do paciente:

- **Paso 1.** Vá para Configurações.
- Paso 2. No menu Configurações, selecione Configuração de caso.
- Paso 3. Ative a opção Ocultar nomes do paciente.





Para anonimizar os dados do paciente ao enviar um pedido para um laboratório:

**Paso 4.** Clique para ativar a opção Ocultar nome do paciente ao enviar para o laboratório.

# 6.2 Gerenciando casos de pacientes


# Pré-visualização de um caso de paciente

A página **Visualização do caso** fornece informações detalhadas do caso em um piscar de olhos: data de criação, ID do caso, tipos de restauração, status e quaisquer modelos 3D e imagens 2D associados ao caso...

Para visualizar um caso de paciente:

- **Paso 1.** Selecione um paciente no menu à esquerda.
- **Paso 2.** Selecione um caso na lista de casos associados ao perfil do paciente.

A visualização do caso é exibida conforme mostrado.



#### Abrindo um caso

Para selecionar um caso de paciente.

**Paso 3.** Clique em Abrir caso na janela Visualização do caso:

# Isso abrirá a Finalização de caso

Para acessar diretamente qualquer etapa do **Fluxo de trabalho do caso**:

**Paso 4.** Clique no ícone relevante no menu à esquerda.

#### Status do caso

O Status do caso é exibido na página Finalização/Análise de caso. Para acessar, clique no ícone Finalização no menu à esquerda ou selecione um caso na Tela inicial do usuário.



## Ícones de status do caso

	Status do caso	Descrição
4	Criado	O caso foi criado e está em andamento.
Nº	Escaneado	O caso foi escaneado e finalizado.
1	Carregado	O caso foi enviado ao laboratório via EzScanCloud.
<b>A</b>	Fechado	O caso foi encerrado.  Quando a opção Limpeza automática de dados brutos de digitalização é ativada em Configurações de dados, os casos em que os dados brutos da digitalização são excluídos são automaticamente fechados.


# Acessando a página de configuração de caso

A adição de uma nova caixa abre automaticamente a página **Configuração de caso** e o ícone é destacado no menu Fluxo de trabalho de digitalização do EzScan-i.



# 6.3 Configurando um caso no EzScan-i

O passo a passo a seguir mostra as etapas e opções típicas disponíveis no fluxo de trabalho de digitalização EzScan-i.



# 1. Adicionar um novo caso


Para adicionar um novo caso de paciente:

- Paso 1. Selecione um paciente na Tela inicial do usuário e
- Paso 2. Na página Pré-visualização do caso, clique em Adicionar caso:

Isso abre a página Configuração de caso no EzScan-i.

# 2. Usando a página Configuração de caso

Quando você abre a página **Configuração de caso**, o ícone **Configuração de caso** é destacado no menu à esquerda do EzScan-i.



O **Menu de fluxo de trabalho** à esquerda se adaptará automaticamente aos tipos de restauração selecionados para o caso do paciente atual.

Você pode selecionar um laboratório padrão dentre aqueles conectados à sua conta EzScanCloud no 5.6: Configurações de upload

# 3. Selecione dente/dentes para restauração

**Paso 3.** Clique no dente ou nos dentes para selecionar a restauração.

O menu **Escolher tipo de restauração** é exibido automaticamente.

Selecionando uma ponte:

Para selecionar dentes a serem unidos:

**Paso 4.** Selecione um dente e, em seguida, **Segure** [CTL] para selecionar um segundo dente.



Os dentes em ponte são exibidos conforme mostrado.

# 4. Escolha o tipo de restauração

Paso 5. Clique em um Tipo de restauração no menu à esquerda: as opções disponíveis para o tipo de restauração selecionado são exibidas automaticamente.



Paso 6. Selecione o tipo de restauração:

o dente ao qual a restauração é aplicada é destacado em azul/verde.

Para alterar o tipo de restauração selecionado:

**Paso 7.** Clique com o botão direito do mouse no dente selecionado para excluir e selecione outro tipo de restauração.



As opções disponíveis para os tipos de restauração selecionados são exibidas no menu à direita do **Formulário de pedido**.

## Configurando um seletor de restauração padrão

Você pode escolher entre as opções do Seletor de restauração padrão e alternativo nas Configurações do formulário de pedido. Veja acima:

## Ocultar o nome do paciente ao enviar para o laboratório

Permite que você defina as configurações para que os nomes dos pacientes sejam anonimizados por padrão ao enviar casos de pacientes aos laboratórios. Clique no controle deslizante à direita para ativar, à esquerda para desativar.

Seletor de restauração

**Observação:** Ao selecionar restaurações usando um seletor padrão, você não pode alternar para um seletor alternativo na página **Configuração de caso** sem primeiro excluir as restaurações já selecionadas.

# 5. Selecione as opções de restauração

Selecione opções de restauração para o tipo de restauração escolhido no menu à direita do **Formulário de Pedido**.

**Paso 1.** Selecione o fabricante\*

Paso 2. Selecione o sistema

**Paso 3.** Selecione o tipo de conexão

Paso 4. Selecione o material

Paso 5. Selecione a sombra

# Opções de restauração

Opções de restauração Descrição	
Fabricante	Fabricantes disponíveis
Sistema	Sistemas/Modelos disponíveis do fabricante
Tipo de conexão	Tipos e tamanhos de conexão de implantes disponíveis
Material	Materiais de modelos impressos disponíveis
Sombra	Sistemas de sombra e sombras disponíveis

Você pode personalizar os formulários de pedido de acordo com os requisitos específicos de pedidos, restauração e pacientes em Configurações do caso.

# 6. Insira os detalhes do formulário de pedido

Insira os detalhes do Formulário de pedido no menu superior direito da página de Configuração de caso:




## ID do paciente

Uma digitalização direta pode ser associada a um ID de paciente existente clicando no campo ID do paciente e selecionando um ID do paciente no menu suspenso.

Para criar uma nova ID de paciente, clique em **ADICIONAR NOVO PACIENTE** no menu suspenso e insira os detalhes do paciente.

## LABORATÓRIO

Especifique o laboratório para o qual enviar seu pedido.



**Observação:** Antes de selecionar um laboratório, você deve primeiro configurar uma conexão com o laboratório por meio da plataforma **EzScanCloud**.

Veja acima: seção 4.6 Vinculando uma conta de usuário ao EzScanCloud

Detalhes do formulário de pedido	Descrição
ID do paciente	Nome do paciente ou ID anônimo
Conexão EzScanCloud	Conexão com o laboratório configurada no EzScanCloud.
Data de entrega	Data de entrega do pedido solicitado
Modelo impresso	Solicite um modelo impresso
Digitalização do antagonista	Inclua uma digitalização dos dentes opostos (selecionados por padrão)
Processamento de alta resolução	Use processamento de alta resolução
Digitalização pré-operatória	Inclua um exame pré-operatório

O antagonista pode ser desmarcado se não for necessário.

Você pode personalizar os formulários de pedido de acordo com seus requisitos de pedido, restauração e paciente.

Veja acima: seção 5.8: Configurações da planilha de laboratório

# 7. Digitalizando com o EzScan

# 7.1 Antes de digitalizar

Antes de digitalizar, reserve um tempo para se familiarizar com as ferramentas e recursos de digitalização disponíveis na solução EzScan e na interface do EzScan-i.

# Visão geral das ferramentas de digitalização



## Ferramentas de digitalização

## Iniciar digitalização

Iniciar/Pausar a digitalização.



#### Redefinir

A redefinição excluirá a verificação atual e os arquivos associados



## Aiustar o nível de zoom

Você pode alterar o nível de zoom.



# Centralizar a digitalização na tela

Move a digitalização para o centro da tela para facilitar o uso.



## Mapa de qualidade baseado em cores

Alterna entre exibição em cores/tons de cinza e Mapa de qualidade.



O recurso Mapa de qualidade permite que o usuário avalie em tempo real se dados suficientes foram coletados na área da digitalização.



# Captura de tela da visualização em tempo real

Faça uma captura de tela da visualização em tempo real durante a digitalização apenas pressionando a tecla **C** ou clicando no ícone **Captura de tela**.




#### Realinhamento automático

Esse recurso permite que o usuário otimize o alinhamento das digitalizações, em preparação para o alinhamento de mordida ou para a finalização.

# 7.2 Usando a ponteira de digitalização

Cada scanner é fornecido com três (3) ponteiras reutilizáveis, que podem ser esterilizadas em uma autoclave até 250 vezes.

Paso 1. Fixe a ponteira com o lado do espelho voltado para baixo. Pressione com firmeza a ponteira no scanner até ouvi-la travar no lugar.



Paso 2. Destaque a ponteira pressionando o botão localizado na parte inferior da peça (1) enquanto se afasta do scanner (2).





**IMPORTANTE**: Para evitar erros de digitalização, certifique-se de que a ponteira do scanner se encaixe firmemente no lugar

Paso 3. Gire. Para tornar o processo de digitalização mais confortável para digitalizações maxilares, você pode remover a ponteira pressionando o botão (1) localizado na parte inferior da peça manual e girando a ponteira do scanner em 180 graus (2).



Paso 4. Iniciar. Para iniciar a digitalização, pressione o botão Iniciar/Parar na parte superior do scanner ou clique no ícone Iniciar/Parar no menu Ferramentas de digitalização.

Para facilitar o uso, segure a peça manual EzScan conforme mostrado.



**IMPORTANTE**: Certifique-se de que o computador no qual o software HeronClinic<sup>™</sup> está instalado esteja conectado a uma fonte de alimentação externa antes de começar a digitalizar com o Heron<sup>™</sup> IOS.

Não digitalize usando um computador alimentado por bateria.



# 7.3 Um exemplo de menu de fluxo de trabalho de digitalização

No exemplo mostrado abaixo, com base nas restaurações selecionadas, o fluxo de trabalho de digitalização indica 6 etapas de verificação e a finalização do pedido.

ama b

9

وثمص

## Paso 1. Digitalização pré-operatória

Usado para integrar digitalizações préoperatórias no fluxo de trabalho de digitalização.

## Paso 2. Digitalização Maxilar

Para realizar uma digitalização da arcada maxilar

## Paso 3. Corpo de digitalização (maxilar)

Integra uma etapa do corpo de digitalização da arcada maxilar no fluxo de trabalho de digitalização.



Para realizar uma digitalização da arcada mandibular.

# Paso 5. Corpo de digitalização (mandibular)

Integra uma etapa do corpo de digitalização da arcada mandibular no fluxo de trabalho de digitalização.

#### Paso 6. Alinhamento de mordida

Usado para realizar um alinhamento automático ou manual da mordida.

### Paso 7. Finalização

Etapa de verificação e finalização, antes de enviar o pedido ao laboratório.



Para acessar o fluxo de trabalho de digitalização para suas restaurações, clique em AVANÇAR na página Configuração de caso, ou clique no próximo ícone no Menu Fluxo de trabalho de digitalização.


O fluxo de trabalho do caso abrirá automaticamente na última etapa trabalhada.



## Usando as teclas de seta para navegar



Para facilitar o uso, você pode navegar entre os passos do **Fluxo de trabalho de digitalização** usando as **teclas de seta para cima e para baixo** no teclado.



# 7.4 Dicas úteis de digitalização

## Antes de digitalizar ¶

 Para digitalizar a arcada maxilar, gire a ponteira para cima

Para tornar o processo de digitalização mais confortável para digitalizações maxilares, remova a ponteira pressionando o botão localizado embaixo da peça manual e gire a ponteira do scanner 180 graus. Certifique-se de que a ponteira esteja encaixada corretamente antes de começar a digitalizar.



- Evite mover o tecido: retraia lábios, bochechas e língua
- Tenha cuidado ao usar um espelho dentário

É necessário ter cuidado ao usar a parte de trás do espelho para retrair as bochechas, pois isso pode ser capturado em imagens e levar à desaceleração da digitalização, já que os elementos não são nativos na cena.



Tenha cuidado ao usar retratores

É necessário cuidado ao usar diferentes técnicas de retração - os retratores podem causar alguns problemas na área anterior e na junção do tecido da bochecha e da mandíbula. Os retratores esticam o tecido mole, o que significa que, ao morder, quando não há retração, o tecido mole se altera em relação às digitalizações superior e inferior.

 Certifique-se de que os pontos de contato sejam capturados



**IMPORTANTE**: Antes de cada paciente, a ponteira removível do scanner deve ser esterilizada usando uma autoclave.

Veia abaixo: Seção 10.2: Dicas de limpeza e esterilização.

## Ao digitalizar...

- Mantenha próximo aos dentes
   (a distância recomendada da ponteira ao dente é de 0 a 12 mm)
- Digitalize lenta e suavemente, para evitar interromper a reconstrução 3D (mínimo de 1 segundo por dente)
- Mantenha os dentes no centro do campo de visão
- Incline a ponteira do scanner para abranger o máximo de gengiva possível

(o alinhamento de mordida é baseado em dados gengivais)

- Evite itens estranhos (lábios, bochechas, línguas, luvas etc.)
- Não hesite em redefinir a digitalização, se necessário

### Aviso importante

Antes de iniciar uma digitalização, certifique-se de que:

- O scanner EzScan está conectado corretamente ao computador através do cabo USB 3.0 fornecido e o software EzScan-i está em execução.
- O computador no qual o software EzScan-i está instalado está conectado a uma fonte de alimentação externa.
- O computador no qual o software EzScan-i está instalado atende o MínimoRequisitos do computador.
- O Scanner EzScan está conectado corretamente ao computador por meio do cabo USB 3.0 e o software EzScan-i está em execução.



**IMPORTANTE**: Se estiver usando um laptop, **certifique-se de que a fonte de alimentação esteja conectada a uma tomada elétrica** e não esteja funcionando com bateria. Não fazer isso significará que o scanner não terá energia suficiente para produzir imagens.

Em laptops, **as configurações da bateria no Windows** devem ser definidas somente para o **modo de alto desempenho**, sem a **opção de economia de bateria** (Configurações/Sistema/Bateria).

Página 60 Manual do usuário

# 7.5 Acessando o fluxo de trabalho de digitalização

Para acessar o fluxo de trabalho de digitalização:

- Paso 1. Clique em AVANÇAR na página Configuração de caso ou
- **Paso 2.** Selecione a arcada **Maxilar** no **Menu** clicando no ícone, ou usando a tecla **Para baixo** no teclado.





# 7.6 Digitalizando a arcada maxilar

- **Paso 3.** Comece a digitalizar pressionando o botão **Iniciar/Parar** no scanner.
- **Paso 4.** Digitalize a arcada maxilar seguindo a estratégia Scanpath descrita abaixo:
  - Seção Estratégia recomendada pelo Scanpath
- Paso 5. Pare a digitalização pressionando o botão Iniciar/Parar no scanner.

O software EzScan-i processará os dados da digitalização maxilar antes de passar para a próxima fase do fluxo de trabalho de digitalização.

# 7.7 Digitalizando a arcada mandibular

Se você selecionou **Digitalizar antagonista** na página **Configuração de caso**, você será convidado a selecionar a arcada mandibular:

Paso 6. Clique em AVANÇAR, ou selecione a arcada Mandibular no Menu Fluxo de trabalho de digitalização à esquerda clicando no ícone ou usando a tecla de seta Para baixo no teclado.



Paso 7. Repita a mesma estratégia de digitalização descrita acima para a arcada maxilar...

Durante o fluxo de trabalho de digitalização, você pode usar as Ferramentas de digitalização disponíveis no menu à direita para editar digitalizações. Veja abaixo:

Seção 7.11- Usando ferramentas de digitalização.

# 7.8 Estratégia recomendada pelo Scanpath

# Digitalizando a arcada maxilar

Ao digitalizar a arcada maxilar, recomendamos que você digitalize na seguinte ordem:

## 1. Oclusal — 2. Bucal — 3. Palatal

Digitalização oclusal maxilar de ponta a ponta Primeiro, digitalize a superfície OCLUSAL de molar a molar. em um movimento lento e suave garantindo que a superfície oclusal completa seia capturada para todos os molares e pré-molares.





Esse caminho inicial determinará a precisão da arcada cruzada da digitalização, portanto. sempre figue reto sobre o dente.



Pode ser útil inclinar levemente o scanner quando você se aproxima dos dentes incisivos e caninos.



#### Paso 2. Digitalização bucal maxilar ESQUERDO

- Digitalize a área **BUCAL do molar à linha central** no **lado ESQUERDO**, garantindo a conexão das superfícies:
  - Digitalize com ângulo de 45° para obter parte oclusal + parte bucal
  - Digitalize com **ângulo de 90°** para



- obter a última parte do bucal
- h. Digitalize a gengiva de 3-4 mm na área molar/pré-molar no lado ESQUERDO.



#### Paso 3. Digitalização bucal maxilar DIREITO

- Digitalize a área BUCAL do molar à linha central no lado **DIREITO**, garantindo a conexão das superfícies:
  - Digitalize com ângulo de 45° para obter parte oclusal + parte bucal
  - Digitalize com ângulo de 90° para obter o restante da parte bucal









## d. Digitalize a gengiva de 3-4 mm na área molar/pré-molar no lado DIREITO

**Paso 4.** Digitalização palatal maxilar de ponta a ponta Digitalize a área **PALATAL de molar a molar**, garantindo a conexão das superfícies (sobreposição):

 Digitalize com ângulo de 45° para obter parte oclusal + parte palatal







• Digitalize com **ângulo de 90°** para obter a parte restante do palatal

Quando você terminar a digitalização:

**Paso 5.** Desligue o scanner usando o botão Parar

## Processando dados



O software EzScan-i processará os dados da digitalização maxilar antes de passar para a próxima fase do fluxo de trabalho de digitalização.

Se você selecionou **Digitalizar antagonista** na página **Configuração de caso**, você será convidado a selecionar a arcada mandibular:

Paso 6. Clique em AVANÇAR, ou selecione a arcada Mandibular no Menu Fluxo de trabalho de digitalização à esquerda clicando no ícone ou usando a tecla de seta Para baixo no teclado.



# Digitalizando a arcada mandibular

**Paso 7.** Repita a mesma estratégia de digitalização descrita acima para a arcada mandibular.

No entanto, devido ao **ambiente específico da arcada mandibular**, é recomendável observar o seguinte caminho de digitalização:


# 1. Oclusal — 2. Lingual — 3. Bucal.

Quando a digitalização estiver completa, o software EzScan-i processará os dados da digitalização mandibular antes de convidálo a avançar para a fase de alinhamento de mordida do fluxo de trabalho de digitalização.



Isso pode levar alguns minutos.

## Próxima etapa




Para avançar para o alinhamento de mordida:

- Clique em Avançar ou
- Clique no ícone Alinhamento de mordida no Menu Fluxo de trabalho de digitalização à esquerda, ou
- Navegue usando a tecla **Para baixo** no teclado.



# 7.9 Uso da memória de digitalização

A digitalização excessiva pode consumir o espaço de memória disponível. Quando o aviso "A memória de digitalização está acabando, conclua a verificação" for exibido, nenhum outro quadro será adicionado à digitalização após esse ponto.




Se o resultado não for satisfatório, é recomendável **excluir e refazer a verificação**.



**IMPORTANTE**: Quando você receber o aviso "A memória de digitalização está acabando, conclua a digitalização" nenhum outro quadro será adicionado à digitalização após esse ponto. Se o resultado não for satisfatório, é recomendável excluir e refazer a verificação.

# 7.10 Visualização de digitalização em tempo real

A janela **Visualização em tempo real** no canto inferior esquerdo mostra o que o scanner EzScan-i está realmente vendo. A reconstrução 3D da digitalização é exibida no meio da tela.



Se o scanner perder a conexão com a imagem reconstruída, a moldura perimetral da Visualização em tempo real será exibida em vermelho.

Retorne a ponteira do scanner para uma seção já digitalizada para

retomar a digitalização.

**OBSERVAÇÃO:** Você pode continuar para a próxima área de digitalização ou pausar o scanner a qualquer momento durante o processo de digitalização sem sair do fluxo de trabalho de digitalização.

# 7.11 Usando ferramentas de digitalização

Em cada etapa do fluxo de trabalho de digitalização, você pode usar os recursos disponíveis no menu **Ferramentas de digitalização** à direita.

Ferramenta de digitalização	Descrição
Iniciar digitalização	INICIAR/PARAR/PAUSAR a digitalização.
Redefinir digitalização	A redefinição excluirá a etapa de verificação atual e os arquivos associados.
Ajustar o nível de zoom	Altere o nível de ZOOM do modelo 3D digital.
Redefinir janela de	Centralize novamente o modelo digital 3D na tela.

# Ferramenta de digitalização

# Descrição

# visualização

Mapa de qualidade	Alterne entre exibição em cor/escala de cinza e <b>Mapa de qualidade</b> . O recurso <b>Mapa de qualidade</b> permite que o usuário avalie em tempo real se dados suficientes foram coletados na região de interesse.
Captura de tela da visualização em tempo real	Faça uma captura de tela da visualização em tempo real durante a digitalização apenas pressionando a tecla C ou clicando no ícone <b>Captura de tela</b> .
Realinhamento automático	Otimize o alinhamento das digitalizações, em preparação para o alinhamento de mordida ou para a finalização.  OBSERVAÇÃO: Você também pode configurar o recurso Ativar otimização da digitalização ao digitalizar em Configurações  3D.


# 7.12 Usando o Mapa de qualidade ¶




O **Mapa de qualidade** permite que você avalie em tempo real se dados suficientes foram coletados na região de interesse da digitalização.

## Para acessar o Mapa de qualidade:

- Clique no ícone Paleta de cores no menu de ferramentas do lado direito
- 2. No menu estendido, clique no ícone *Mapa de qualidade*.



O modelo digital 3D indicará em vermelho as áreas em que dados insuficientes foram obtidos



- 3. Usando o **Mapa de qualidade** como guia, digitalize novamente a(s) área(s) de interesse.
- 4. Para fechar o **Mapa de qualidade** , clique novamente no ícone *Paleta de cores* .

**OBSERVAÇÃO**: O **Mapa de cores** é desativado automaticamente quando você seleciona outra ferramenta de digitalização ou passa para a próxima etapa no fluxo de trabalho de digitalização.



**DICA**: Não digitalize demais em um esforço para recuperar dados extras: é melhor reiniciar e refazer a digitalização se o resultado não for satisfatório.


# Desativar/Ativar cor capturada¶

Para tornar os contornos mais visíveis, você pode desativar a cor natural do modelo 3D digital.



### Para Desativar a cor capturada:

- Clique no ícone Desativar cor capturada no menu estendido Paleta de cores.
- Para retornar às cores naturais da digitalização, clique novamente no ícone Desativar/Ativar cor capturada.



 Para fechar o menu estendido, clique novamente no ícone Paleta de cores.

# Fazendo capturas de tela da visualização em tempo real



Para obter capturas de tela da visualização em tempo real durante a verificação:

1. Pressione a tecla **C** no teclado ou clique no ícone no menu de ferramentas de digitalização.



As capturas de tela 2D da visualização em tempo real são exibidas em formato de miniatura no canto inferior esquerdo da tela.





Página 68 Manual do usuário

- Clique em uma *imagem em miniatura* para inspecionar as imagens 2D em formato de **tela cheia**
- Clique no ícone Excluir para excluir conforme necessário. 2.
- 3 Clique no ícone *Fechar* no canto superior direito para fechar a exibição em tela cheia

As capturas de tela da visualização em tempo real feitas durante a digitalização podem ser visualizadas na página Finalização.

# Usando o realinhamento automático ¶

A ferramenta Realinhamento automático realiza o realinhamento dos escaneamentos, otimizando os dados de digitalização com base em Inteligência Artificial (IA). Para simplificar, os dados de digitalização são limpos descartando os quadros calculados para estarem desalinhados em relação à totalidade dos dados disponíveis.

É

recomendável usar a ferramenta Realinhamento automático antes de prosseguir com a etapa de **Alinhamento de mordida**, pois a otimização pode modificar a posição oclusal das arcadas realinhadas

# 7.13 Usando as ferramentas de digitalização em tempo real do EzScan ¶

Durante o **Fluxo de trabalho de digitalização**, **As ferramentas de digitalização em tempo real** são exibidas abaixo do modelo 3D digital, conforme mostrado:



Ferramenta de digitalização em tempo real	Descrição
Ferramenta de subcortes	A Ferramenta de subcortes permite que você detecte e calcule Subcortes:  Visão do usuário: permite que o usuário escolha o eixo de inserção que será usado para calcular subcortes na arcada dentária  Detecção automática: determina o eixo de inserção ideal e exibe os subcortes.  As áreas rebaixadas do modelo de digitalização são indicadas usando um gradiente codificado por cores.
Bloqueio de região	Ferramenta para apoiar o bloqueio de uma região durante a digitalização para evitar mais atualizações dessa região.


Ferramenta de digitalização em tempo real	Descrição
Ferramenta de corte	Ferramenta que permite excluir dados interligados conforme necessário.
Ferramenta de medição	Ferramenta que permite que você faça medições no modelo digital 3D.

# Usando a ferramenta de subcortes

A ferramenta de subcortes EzScan detecta e calcula automaticamente os subcortes no modelo 3D digital:



- Visão do usuário: permite que o dentista escolha o eixo de inserção que será usado para calcular subcortes na arcada dentária
- Detecção automática: determina o eixo de inserção ideal e exibe os subcortes



O eixo de inserção é indicado por uma haste.

# Ferramenta de subcortes: Menu Expandido ¶

Para acessar o menu expandido da ferramenta de Subcortes:

 Clique no ícone Subcortes no menu Ferramentas de digitalização em tempo real, exibido abaixo do modelo digital 3D.




Para posicionar o modelo digital 3D:

- Clique no ícone Navegação do botão de alternância Seletor de região
   I Navegação.
- Usando a Ferramenta de navegação, Clique com o botão esquerdo e arraste o modelo digital 3D até o eixo de inserção desejado para a restauração.

# Selecionando uma região¶

Para selecionar uma região para a qual calcular subcortes:

- Clique no ícone Pincel do botão de alternância Seletor de região |
   Navegação.
- Selecione o Tamanho do pincel no menu expandidoSubcortes .
- Usando a ferramenta Pincel, Clique com o botão esquerdo e arraste para selecionar a Região de interesse.



**OBSERVAÇÃO:** Você pode selecionar várias regiões repetindo o mesmo procedimento para outra região.

# Subcortes: Visualização do usuário ¶

A opção Visualização do usuário permite que você escolha o eixo de inserção, usado para calcular cortes inferiores na arcada dentária.

- Usando a Ferramenta de navegação, Clique com o botão esquerdo e arraste o modelo digital 3D até o eixo de inserção desejado para a restauração.
- Clique no botão Visualização do usuário.

A ferramenta de Subcortes detectará e calculará subcortes com base no eixo de inserção escolhido.

# Subcortes: Detecção automática ¶

Para detectar automaticamente subcortes com base no ângulo ideal para a arcada:

 Clique no botão Detecção automática. A ferramenta de subcortes calculará automaticamente os subcortes para um eixo de inserção ideal

As áreas rebaixadas do modelo de digitalização são indicadas usando um gradiente codificado por cores.

Página 74

# Usando a ferramenta fechadura de região¶



A **Ferramenta fechadura de região EzScan** permite que você bloqueie dados de uma região ou de regiões durante a digitalização, para evitar mais atualizações dessa região.





Para selecionar uma **Região** para fechadurar:

- Clique no ícone Pincel do botão de alternância Seletor de região |
   Navegação.
- Selecione o Tamanho do pincel no menu expandido Fechadura de região.
- Usando a ferramenta Pincel, Clique com o botão esquerdo e arraste para selecionar a Região de interesse.
- Clique no botão FECHADURA.

**OBSERVAÇÃO:** Você pode selecionar várias regiões repetindo o mesmo procedimento para outra região.

# Usando a ferramenta Aparar



Após a digitalização, você pode usar a ferramenta Aparar no menu Ferramenta de digitalização em tempo real para cortar o modelo 3D e remover quaisquer dados indeseiados.



#### Para usar a ferramenta Aparar:


- Paso 1. Clique no ícone Aparar no menu Ferramentas de digitalização em tempo real.
- Paso 2. Selecione o tamanho do pincel Aparar.
- Paso 3. Clique no ícone Navegação do botão de alternância Aparar | Navegação : usando a ferramenta Navegação, Clique com o botão esquerdo e arraste para posicionar o modelo digital 3D.
- Paso 4. Clique no ícone Aparar do botão de alternância Aparar | Navegação: Clique com o botão esquerdo e arraste para selecionar a área da superfície a ser removida.
- **Paso 5.** Clique no botão **Cortar** para remover dados interligados que sejam indesejados.
- Paso 6. Clique em OK para confirmar a operação de corte.

**IMPORTANTE**: Os dados aparados não podem ser recuperados!

# Usando a ferramenta de medição ¶



- Paso 1. Clique com o botão esquerdo e arraste para posicionar o modelo digital 3D.
- Paso 2. Clique no ícone Medição no menu Ferramentas de digitalização em tempo real.
- **Paso 3. Clique com o botão esquerdo** em um primeiro ponto de medição.
- **Paso 4.** Clique com o botão esquerdo em um segundo ponto de medição.



A distância medida é exibida no canto superior direito da tela.

Página 78

#### 7.14 Realizando um alinhamento de mordida

O EzScan permite que você realize o **Alinhamento de mordida** com base nas arcadas maxilares e mandibulares previamente escaneadas. O alinhamento de mordida pode ser realizado de forma automática ou manual.

# Acessando o alinhamento de mordida no fluxo de trabalho de digitalização



Para avançar para a etapa de alinhamento de mordida:

- Clique em Avançar ou
- Clique no ícone Alinhamento de mordida no Menu Fluxo de trabalho de digitalização à esquerda, ou
- Navegue usando a tecla Para baixo no teclado.



#### Alternando entre os modos automático e manual

O processo de alinhamento de mordida pode ser realizado de forma automática ou manual.

Você pode alternar entre os modos automático e manual em qualquer etapa do procedimento de alinhamento de mordida sem perder os dados de digitalização.

# Usando orientação por áudio

Os seguintes sons de orientação por áudio estão disponíveis ao digitalizar os segmentos de mordida:

- Um som para a arcada superior quando registrada
- Um som para a arcada inferior quando registrada
- Um som para ambos e com dados suficientes (pouco antes/depois que o usuário interrompe a digitalização)

As opções de orientação por áudio podem ser definidas em Configurações.

Para obter mais informações, consulte:

• Seção 5.3 - Orientação por áudio

OBSERVAÇÃO: Para uma melhor experiência de digitalização, é recomendável primeiro posicionar o scanner na boca totalmente aberta do paciente e depois pedir que o paciente morda.


# 7.15 Realizando um alinhamento automático de mordida

O recurso alinhamento automático de mordida permite que o software 3D reconheça e alinhe automaticamente as arcadas maxilar e mandibular do paciente com base em uma breve digitalização de um segmento da mordida do paciente em oclusão.

# Estratégia recomendada pelo Scanpath

#### Digitalize segmentos molares/pré-molares

Para que o EzScan-i reconheça automaticamente as arcadas mandibular e maxilar, é recomendável que você:



- **Paso 1.** Comece a digitalizar pressionando o botão Iniciar/Parar no scanner.
- **Paso 2.** Digitalize verticalmente ao longo de um dente e 1 cm de gengiva na região molar/pré-molar.
- **Paso 3.** Incline a ponteira do scanner para para abranger o máximo de gengiva possível
- Paso 4. Pause de 3 a 4 segundos na gengiva mandibular
- **Paso 5.** Digitalize da gengiva mandibular à gengiva maxilar
- Paso 6. Pause de 3 a 4 segundos na gengiva maxilar
- **Paso 7.** Repita o procedimento para o dente adjacente conforme necessário...

**Observação:** Não se apresse ao digitalizar as regiões gengivais. O software EzScan calcula a **reconstrução 3D da mordida** com base em dados **gengivais**.

Isso possibilita a digitalização bem-sucedida de áreas **edêntulas** da arcada.

#### Bloqueio automático da Digitalização de mordida

Quando o software reconhece o segmento de mordida digitalizado:

- Um sinal sonoro é ouvido.
- A digitalização é **bloqueada** automaticamente
- As arcadas inicialmente digitalizadas são sobrepostas
- Uma marca de seleção verde é exibida no canto superior esquerdo da tela, indicando que você concluiu a digitalização desse segmento.

**Paso 8.** Você será convidado a repetir para o lado oposto...





mm V

(0000)

# Alinhamento de mordida usando um único segmento de mordida

Embora seja **recomendado**, ao realizar digitalizações em arcada inteira, que você digitalize os **segmentos de mordida esquerdo e direito**, também é possível realizar o alinhamento de mordida digitalizando um único segmento de mordida (esquerda ou direita).

Paso 9. Para digitalizar o lado oposto, clique em OK;

para basear o alinhamento de mordida em <u>um único</u> segmento de mordida, clique em **Cancelar**.

O alinhamento automático de mordida pode levar um ou dois minutos para ser processado.



**Observação:** No caso de uma digitalização de quadrante, você deverá digitalizar apenas a lateral do quadrante. Ao fazer digitalizações da arcada inteira, você será solicitado a digitalizar bilateralmente.



Com base nos exames de mordida dos lados esquerdo e direito, o EzScan-i reconstruirá automaticamente o alinhamento das arcadas maxilar e mandibular inteiras no modo oclusal. Quando o alinhamento automático de mordida é concluído, a imagem 3D reconstruída é exibida e o menu Ferramentas de alinhamento de mordida fica disponível.

Para mais informações, veja abaixo: seção 0

Usando as ferramentas de alinhamento de mordida. Error! Reference source not found.

## 7.16 Realizando um alinhamento mordida manual


Se o **Alinhamento automático da mordida** não for bem-sucedido, devido a desafios específicos relacionados aos arcos digitalizados que tornam a reconstrução automática problemática, a ferramenta **Alinhamento manual da mordida** permite que você selecione **manualmente** pontos de localização específicos nas arcadas maxilar e mandibular.



Para realizar um Alinhamento manual da mordida:

A. Alinhe os pontos emparelhados da mandíbula

- Paso 1. Clique no ícone Alinhamento manual no menu Ferramentas de alinhamento de mordida na parte inferior da tela.
- Paso 2. Digitalize um segmento gengival de 2-3 dentes e 7-8 mm na região molar/pré-molar ESOUERDA em oclusão.



Você será solicitado a **selecionar um ponto emparelhado mandibular** no segmento de digitalização de mordida.

- Paso 3. Clique em Selecionar ponto e escolha um ponto na arcada mandibular na digitalização da mordida do lado esquerdo.
- Paso 4. Quando tiver posicionado o marcador, clique com o botão esquerdo: um ponto amarelo indicará o ponto emparelhado mandibular selecionado.



Paso 5. Clique em Confirmar ponto.

O segmento da digitalização da mordida e o ponto emparelhado mandibular selecionado são exibidos automaticamente no canto superior direito da tela. Você será solicitado a selecionar o ponto emparelhado correspondente na arcada mandibular.

- Paso 6. Como antes, clique em Selecionar ponto, clique com o botão esquerdo: um ponto amarelo indicará o ponto emparelhado mandibular selecionado.
- **Paso 7.** Clique em Confirmar ponto.

Você será solicitado a selecionar um ponto emparelhado maxilar na digitalização da mordida.





Ao selecionar pontos de par, escolha uma **superfície facilmente identificável**, sem uma complexidade de imagem densa.

O software EzScan-i calcula a posição correspondente com base nas

**superfícies circundantes reconhecíveis** e não no **ponto específico** escolhido, portanto, você não precisa se preocupar em replicar a **posição exata.** 

#### B. Alinhe os pontos maxilares emparelhados

- **Paso 8.** Clique em **Selecionar ponto** e escolha um ponto na arcada maxilar do segmento de mordida do lado esquerdo.
- **Paso 9.** Depois de posicionar o marcador, clique com o botão esquerdo: um ponto amarelo indicará o ponto maxilar selecionado.



Paso 10. Clique em Confirmar ponto.

O segmento de exame de mordida e o ponto maxilar emparelhado selecionado são exibidos automaticamente no canto superior direito da tela.

Você será solicitado a selecionar o ponto emparelhado correspondente na arcada maxilar.

- **Paso 11.** Clique em **Selecionar ponto** e escolha um ponto na arcada maxilar do lado ESQUERDO.
- Paso 12. Depois de posicionar o marcador, clique com o botão esquerdo: um ponto amarelo indicará o ponto maxilar selecionado.
- **Paso 13.** Clique em **Confirmar ponto** para concluir o alinhamento manual para o lado ESQUERDO.
- **Paso 14.** Você será convidado a iniciar o Alinhamento de mordida com base nos pontos emparelhados escolhidos: clique em **Começar**.



## C. Digitalize um segmento de mordida molar/pré-molar no lado oposto

Quando terminar de alinhar manualmente um lado da mordida, você será solicitado a digitalizar o lado oposto.

Execute o mesmo procedimento descrito acima nas etapas 2-14.

Paso 15. Digitalize um segmento de 2-3 dentes e 7-8 mm de gengiva na região molar/pré-molar DIREITA em Oclusão...

OBSERVAÇÃO: Embora seja **recomendado**, ao realizar digitalizações em arcada completa, digitalizar **os segmentos esquerdo e direito da mordida**, é possível realizar o alinhamento de mordida digitalizando um único segmento de mordida.





## 7.17 Realinhamento automático

O recurso **Realinhamento automático** permite que você otimize as digitalizações das arcadas maxilar e mandibular. A IA do software EzScan-i recalculará os resultados usando algoritmos de imagem especialmente desenvolvidos, retendo apenas os quadros mais precisos para a reconstrução de imagens 3D.

- Paso 1. No menu Ferramentas, clique no ícone Realinhamento automático. Você será solicitado a confirmar a otimização.
- **Paso 2.** Clique em **OK** para iniciar a otimização do **Realinhamento automático** das digitalizações.

**OBSERVAÇÃO**: O **Realinhamento automático** pode levar alguns minutos.

# 7.18 Usando as ferramentas de alinhamento de mordida

Otimizando escaneamentos

Scans estão sendo otimizados.
Isto pode demorar alguns momentos. Por favor, aguarde?

Depois de concluir com êxito o alinhamento de mordida para seu paciente, você pode usar as **Ferramentas de alinhamento de mordida** para inspecionar visualmente a qualidade das digitalizações do alinhamento.

O menu Ferramentas de alinhamento de mordida é exibido abaixo da imagem 3D reconstruída do alinhamento de mordida.



## Mapa de distância de oclusão

Para verificar visualmente a distância de folga entre as digitalizações das arcadas maxilar e mandibular:

Paso 1. Clique no ícone Mapa de distância de oclusão no menu Ferramenta de alinhamento de mordida.

**Paso 2.** Ajuste o mapa de cores arrastando o controle deslizante visual até o valor desejado.

Os pontos de contato são indicados conforme mostrado.



#### Abrir mandíbulas

Você pode usar essa ferramenta para abrir as mandíbulas após o alinhamento de mordida, para melhor inspecionar suas digitalizações.



#### Trocar mandibulas

Permite que o usuário troque as digitalizações da mandíbula (caso a parte inferior tenha sido digitalizada em vez da superior ou viceversa).



# 8. Finalizando um caso de paciente


# 8.1 Finalizando seu pedido

Quando terminar a digitalização, você pode passar para a etapa de finalização do seu fluxo de trabalho



**Paso 1.** Clique no ícone **Finalização** no menu Fluxo de trabalho de digitalização ou clique em **Avançar**:

Isso iniciará o processo de **Finalização** e, em seguida, abrirá a página **Finalização de caso**.



A página Finalização de caso permite que você:

- 1. Revise/Modifique as Opções de configuração de caso.
- 2. Complete Error! Reference source not found. (veja os detalhes abaixo).
- 3. Edite arquivos de casos usando as Ferramentas de finalização de casos
- 4. Envie seu pedido a um laboratório ou exporte arquivos de casos para integração em um sistema de terceiros.

# 8.2 Opções de finalização de caso

As seguintes **Opções de finalização de caso** estão disponíveis:

Nº	Opção de finalização	Descrição
1	Detalhes do paciente	Nome do paciente, data de nascimento, gênero, ID do paciente.
	Detalhes do laboratório	Conexão de laboratório, data de entrega solicitada, modelo impresso.
2	Formulário de pedido e exportação	Formulário de pedido em PDF, configuração de exportação local, envio ao laboratório.
3	Restaurações	
4	Modelos 3D e imagens 2D	Pré-visualização do Modelo 3De das Capturas de tela da visualização em tempo real, fornecendo acesso às Ferramentas de finalização de caso:  - Para obter informações sobre capturas de tela da Visualização em tempo real feitas durante o processo de digitalização, acesse: Fazendo capturas de tela da visualização em tempo real  - Para obter informações sobre as Ferramentas de finalização de caso, acesse: Usando as ferramentas de finalização de casos
5	Exportação e formato de arquivos	Opções de formato de arquivo de caso e programa PAC:  Opções do programa PAC Opções de formato de arquivo de caso

Página 90 Manual do usuário

Nº	Opção de finalização	Descrição
6	Notas e anexos	Adicione notas e arquivos relevantes

# 8.3 Usando as ferramentas de finalização de casos

#### Acessando as ferramentas de finalização de casos

As ferramentas de finalização de casos estão disponíveis na guia **Finalização** de caso de Modelos 3D.

Para acessar as Ferramentas de finalização de caso de Modelos 3D:

Paso 1. Clique na guia Modelos 3D.



Paso 2. Expanda a tela cheia para acessar todas as opções de visualização e edição.

# Ferramentas de finalização de caso


As seguintes **Ferramentas de finalização de caso** estão disponíveis no **EzScan-i**:

Ícone	Ferramenta de finalização de casos	Descrição
<b>=</b>	Redefinir janela de visualização	Centralize novamente o modelo digital 3D na tela.
Ø	Escolha a tela colorida	Escolha entre cores naturais capturadas, tela em tons de cinza e bicolor do modelo 3D digital.
E)	Medição	Ferramenta que permite que você faça medições no modelo 3D digital.
	Ferramenta de linha de margem	A ferramenta Traçar linha de margem permite traçar linhas de margem em modelos 3D, a fim de aumentar a precisão do trabalho de restauração em laboratório.
[©]	Captura de tela	Faça capturas de tela do modelo 3D ao editá-lo.
8	Ferramenta de fechamento de modelos	Permite preparar o modelo digital para criar um modelo impresso em 3D.
<b>─</b>	Exibir a arcada maxilar	Clique no ícone para ocultar/exibir a arcada maxilar. Use o controle deslizante para aumentar/diminuir a opacidade da tela.
<b>₩</b>	Exibir a arcada mandibular	Clique no ícone para ocultar/exibir a


Página 92 Manual do usuário

Ícone	Ferramenta de finalização de casos	Descrição
		arcada mandibular. use o controle deslizante para aumentar/diminuir a opacidade da tela.

# 8.4 Usando a ferramenta de linha de margem







laboratório


Para acessar a **Ferramenta de linha de margem**, na página de **Finalização**:

- Paso 1. Clique para expandir a guia Modelos 3D para tela cheia.
- Paso 2. Clique no ícone Ferramenta de linha de margem no menu Ferramentas de finalização de caso à direita.

Isso abre a Ferramenta de linha de margem: Etapa 1 - Selecionar dente

Paso 1. Selecionar dente

- Clique no ícone maxilar ou mandibular para exibir a arcada.
- Clique para selecionar um dente já selecionado para restauração em Configuração de caso.
- Clique em Avançar.



Dasso 1 - Salacione o dente


elecionar o dente no gráfico de dentes

Isso abre a Ferramenta de linha de margem: Etapa 2 — Destacar o dente

#### Paso 2. Destacar o dente


- Para destacar um dente/zona: Clique com o botão esquerdo
- Para expandir o tamanho da zona: Clique com o botão esquerdo novamente (repita conforme necessário).
- Para ajustar o tamanho da zona: SEGURE [CTRL] + roda de rolagem





• Clique em Avançar.

#### Paso 3. Desenhe a linha de margem:



- Para iniciar a linha de margem: Clique com o botão esquerdo e depois trace a linha.
- Para adicionar um ponto de controle: Clique com o botão esquerdo quando necessário.
- Para reposicionar o modelo 3D: Clique com o botão esquerdo e arraste.

- Para inserir o ponto de controle: Clique com o botão esquerdo sobre a linha
- Para finalizar a linha de margem: Clique duas vezes com o botão esquerdo.
- Clique em AVANCAR.

A **Linha de margem** pode ser visualizada na guia **MODELOS 3D** da página de **Finalização**.

## Modificando a linha de margem¶

Para modificar uma linha de margem:

- 1. Clique para expandir a guia Modelos 3D para tela cheia.
- Clique no ícone Linha de margem no menu Ferramentas de finalização de caso à direita.
- Clique para selecionar o dente para o qual uma linha de margem foi desenhada.
- 4. Na caixa de diálogo **Confirmar**, para **Editar** a linha de margem existente, clique em **EDITAR**.
- 5. Para excluir a linha de margem, clique em **EXCLUIR**.
- 6. Siga o procedimento de Linha de margem descrito acima.

# 8.5 Usando a ferramenta de fechamento de modelos ¶




A ferramenta **Fechamento de modelos** permite que você prepare modelos 3D para impressão.

Para acessar a ferramenta de **Fechamento de modelos** do Model Studio, na página de **Finalização**:

- 1. Clique para expandir a guia Modelos 3D para tela cheia.
- Clique no ícone Model Studio no menu Ferramentas de finalização de caso à direita.


Isso abrirá o **Model Studio** e convidará você a preparar o modelo 3D digital para impressão (também conhecido como *fechamento* do modelo).



#### Para Fechar o Modelo 3D:

- 1. Mova o plano de recorte para a posição desejada.
- 2. Clique no botão: FECHAR O MODELO.

O modelo 3D fechado é exibido e você é convidado a **EXPORTAR** os arquivos do modelo.



- 3. Clique em EXPORTAR
- 4. Selecione ou crie uma pasta de exportação e clique em OK.


Os arquivos de modelo fechados são exportados no **Formato de arquivo do caso** selecionado na página **Finalização de caso**.



Para obter mais informações, visite: Opções de finalização de caso ¶

5. Clique em Fechar para sair da página Model Studio .

# 8.6 Análise de caso: Analisando imagens 2D



Você pode consultar imagens 2D tiradas durante a digitalização clicando na guia **IMAGENS 2D** na página **Análise de caso**:

- Paso 1. Clique na guia Modelos 2D.
- **Paso 2.** Clique em uma imagem em miniatura para visualizar a imagem 2D selecionada.
- **Paso 3.** Clique no ícone de expansão para visualizar as imagens 2D com mais detalhes.
- **Paso 4.** Exclua imagens indesejadas selecionando e clicando no ícone de exclusão.

# 8.7 Análise de caso: Analisando modelos 3D

- Paso 5. Clique na guia Modelos 3D.
- **Paso 6.** Expanda a tela cheia para acessar todas as opções de visualização e edição.
- Paso 7. Desenhe linhas de margem no Modelo 3D conforme necessário.

# 8.8 Confira e envie seu pedido

# Confira os detalhes do paciente e da restauração

- Paso 1. Verifique e preencha, conforme necessário, as informações do Paciente e de Restaurações definidas durante a etapa de Configuração de caso.
- **Paso 2.** Adicione quaisquer notas e anexos conforme necessário.

# Verifique as configurações de exportação

**Paso 1.** Verifique/Selecione o **Programa PAC**: (EzScan-i, Exocad, DWOS, 3OXS, ...).



- Paso 2. Verifique/Selecione o Formato do arquivo do caso: (.STL, .OBJ, .PLY)
- **Paso 3.** Verifique/Selecione Exportação (exportação local, Exocad, laboratório).



Em Configurações de **Dados**, você pode definir:


- Configurações de Exportação de caso/banco de dados
- O caminho do arquivo de Exportação do Exocad

OBSERVAÇÃO: A opção **Design By Exocad** aparecerá nas opções de **Exportação de finalização de caso** somente quando o caminho de exportação do Exocad tiver sido definido nas configurações.

## Verifique os detalhes do pedido do laboratório


Confira e preencha os detalhes do pedido do Laboratório:

Paso 1. Verifique/Selecione a conexão de laboratório desejada exibida no menu de Pré-visualização de caso pelo LABORATÓRIO. Paso 2. Insira ou verifique a data de entrega desejada (o calendário interativo do laboratório conectado pode ser exibido aqui para fornecer as datas disponíveis).



**Paso 3.** Marque a caixa de seleção para selecionar Modelo impresso, se necessário.

# Selecione Laboratório padrão





Nas configurações de **Upload**, você você pode adicionar conexões de laboratório e selecionar um laboratório padrão dentre aqueles conectados à sua conta no EzScanCloud.

O laboratório padrão será exibido automaticamente nas páginas **Configuração de caso** e **Finalização de caso** . Os arquivos do caso e o formulário de pedido serão enviados para este laboratório por padrão.


# Verifique os detalhes do formulário de pedido

Paso 1. Clique em Mostrar formulário de pedido para exibir e verificar o Formulário de pedido do caso (planilha de laboratório em PDF) que será enviado ao laboratório.



## Detalhes da planilha de laboratório

Nas configurações da **Planilha de laboratório**, você pode personalizar a prescrição a ser enviada ao laboratório:



- Nome da instituição,
- Endereço da instituição,

- Tamanho de página,
- Logotipo da instituição

Paso 2. Confira os detalhes do Caso,
Paciente e Pedido

na planilha de laboratório.

- Confira as informações de Restauração.
- Confira os arquivos anexados e o formato do arquivo.

Na página 2 da **planilha de laboratório**:

Confira os Modelos 3D e as Fotos
 2D



Paso 3. Clique em Enviar ao laboratório.

Isso envia os **Arquivos do caso** e o **Formulário de pedido** ao laboratório selecionado por meio da conexão EzScanCloud configurada para este laboratório.

O laboratório dentário receberá uma notificação automática por e-mail.

Quando o laboratório clica na notificação por e-mail do seu pedido, os detalhes relevantes do caso são exibidos em sua conta de **Laboratório dentário** no **EzScanCloud**.



#### Verificar o status do caso

Para verificar o status dos casos enviados/reenviados aos laboratórios:

Paso 1. Clique no ícone status na página Análise de caso

para obter detalhes

Veja acima: Ícones de status do caso



# Reenviando um formulário de pedido modificado

Se você quiser modificar e reenviar um pedido a um laboratório, você será perguntado se deseia substituir o pedido enviado ou criar um novo pedido:

- Se você optar por substituir o caso já enviado ao laboratório, o mesmo
   ID de caso será atribuído no EzScanCloud
- Se você optar por criar um novo caso, um novo ID de caso será atribuído no EzScanCloud



**Observação:** Antes de selecionar um laboratório, você deve primeiro configurar uma conexão com o laboratório por meio da plataforma **EzScanCloud**.

Para obter mais informações, consulte:

- seção 4.6 Vinculando uma conta de usuário ao EzScanCloud
- seção 9.1 Vinculando uma conta EzScan-i ao EzScanCloud

# 9. Comunicação com laboratórios

O EzScanCloud permite que você envie pedidos diretamente aos laboratórios, gerencie o progresso e o status dos pedidos e crie e gerencie grupos de perfis de clínicas e laboratórios dentários.

Para enviar pedidos a um laboratório por meio da plataforma EzScanCloud:

- Paso 1. Vincule sua conta EzScan-i ao EzScanCloud
- Paso 2. Crie uma conta de usuário EzScanCloud
- Paso 3. Configure uma conexão com o laboratório no EzScanCloud

Observação: No EzScan-i, você também pode se comunicar diretamente com os laboratórios exportando arquivos para o seu computador e transferindo-os por meio de uma plataforma de terceiros.



**IMPORTANTE**: A plataforma EzScanCloud foi projetada para facilitar o compartilhamento de arquivos e gerenciar conexões com laboratórios. **NÃO** se destina a ser um servico de armazenamento em nuvem.

#### 9.1 Vinculando uma conta EzScan-i ao EzScanCloud

Para vincular sua conta EzScan-i ao EzScanCloud:

- E EzScan-i V 🗘
- **Paso 1.** Clique no ícone Configurações do sistema na tela inicial do EzScan-i.
- Paso 2. Nas configurações de sistema do Usuário, clique em Adicionar ou editar usuários usando a conta de administrador (HC).



- Paso 3. Selecione Usar EzScanCloud na caixa de diálogo Adicionar ou editar usuários.
- Paso 4. Clique em Salvar.


Notes that the state of the sta

A janela de **Login no EzScanCloud** abrirá automaticamente, convidando você a **Fazer login** ou **Criar uma nova conta**.

# 9.2 Criando uma conta de usuário do EzScanCloud (Clínica)

Para criar uma conta de usuário no EzScanCloud:

- **Paso 1.** Clique em Criar nova conta
- Paso 2. Na caixa de diálogo, preencha os campos obrigatórios (marcados com um \* vermelho)
- Paso 3. Clique em Criar.



Um e-mail será enviado para confirmar o endereco de e-mail.

- Paso 4. Clique no link de confirmação para ativar sua conta EzScanCloud.
- Paso 5. Clique em INÍCIO para acessar a página Entrar no EzScanCloud.
- **Paso 6.** Selecione um **idioma** no menu de rolagem para baixo.
- Paso 7. Digite o endereço de e-mail e a senha da sua conta.
- Paso 8. Clique em Entrar para acessar sua conta de Clínica no EzScanCloud.

A plataforma **EzScanCloud** fornece ao laboratório acesso seguro a todos os arquivos de casos de pacientes associados ao seu pedido.

# 9.3 Visão geral do painel EzScanCloud

O **Painel EzScanCloud**™ fornece uma visão geral rápida das atividades e opções associadas à sua conta:



#### O Painel permite que os usuários:

- 1. Acesse casos de pacientes e configure conexões com laboratórios.
- 2. Defina as configurações da conta: Grupos, configurações pessoais, perfil de usuário, login/out.
- 3. Tenha uma visão geral e acesse casos de pacientes com base no status do caso.
- 4. Selecione a atividade com base no período de exibição.
- 5. Entre em contato com o suporte.



**IMPORTANTE**: A plataforma EzScanCloud foi projetada para facilitar o compartilhamento de arquivos e gerenciar conexões com laboratórios. **NÃO** se destina a ser um serviço de armazenamento em nuvem.

Página 106 Manual do usuário

# 9.4 Definindo as configurações de usuário do EzScanCloud

Para definir as configurações do usuário no EzScanCloud:

- Paso 1. No menu inferior esquerdo, clique no seu ID de conta
- **Paso 2.** Na lista expandida, selecione a opção desejada.



As seguintes opções estão disponíveis no menu de rolagem:

Configurações do EzScanCl	oud Descrição	
Editar perfil	Abre a página Perfil, onde você pode inserir e editar os detalhes da sua conta no EzScanCloud.  Também permite que você acesse a janela Alterar senha.	
Sair	Para sair da sua conta.	
Grupo	Permite que você configure e gerencie grupos compartilhados.	
Configurações pessoais	Permite que você defina as configurações de visualização e notificação para sua conta no EzScanCloud.	

# 9.5 Editando seu perfil no EzScanCloud

Para editar seu perfil no EzScanCloud:

- **Paso 1.** Selecione **Editar perfil** na lista expandida.
- Paso 2. Na página Perfil, edite os detalhes do perfil.

# Excancloud of Profile The hand of Consecution State S

#### Perfis de clínica e laboratório dentários

O EzScanCloud fornece permissões e fluxos de trabalho especificamente adaptados às contas de clínica e de laboratório dentários.

**IMPORTANTE:** Certifique-se de especificar o perfil correto da **Clínica dentária** ou do **Laboratório dentário** nas configurações do usuário.



# 9.6 Definindo as configurações de visualização e notificação



Para definir as **configurações de visualização e notificação**, na lista expandida **Perfil EzScanCloud**:

- **Paso 1.** Clique em Configurações pessoais.
- Paso 2. Na página Configurações pessoais: selecione as configurações de Visualização e

  Notificação para a sua conta EzScanCloud.
- **Paso 3.** Clique em Salvar configurações.

As seguintes **configurações de visualização e notificação** estão disponíveis no **EzScanCloud**:

Página 108

Configurações	Descrição
	Mostrar o filtro "Casos/Rascunhos" acima da lista de casos
Exibir configurações	Mostrar a coluna "Destinatário" na lista de casos
	Use a atualização automática
	Receba um e-mail de notificação quando um novo caso for publicado
Configurações de	Receba um e-mail de notificação quando o caso for modificado
notificação push	Receba um e-mail de notificação quando um comentário for adicionado
	Receba um e-mail de notificação quando o comentário for modificado


# 9.7 Configurando conexões com laboratórios

Depois de criar uma conta no EzScanCloud e estar logado, você pode configurar conexões com os laboratórios de sua escolha.

#### Adicionar uma conexão de laboratório

Para adicionar uma conexão com um laboratório:

- Paso 1. Clique em Conexões no menu EzScanCloud.
- Paso 2. Clique em Criar nova conexão.



- Paso 3. Na caixa de diálogo Criar conexão, insira o endereço de e-mail do laboratório, aliás (opcional) e mensagem.
- **Paso 4.** Clique em **Criar conexão**. Um e-mail de solicitação é enviado ao laboratório convidando-o a aceitar a conexão.
- Paso 5. Clique em Conexões para ver o status da conexão ou adicionar outra conexão de laboratório

As solicitações de conexão atuais são exibidas em sua lista de **Conexões pendentes** no **EzScanCloud**.

Página 110

#### Selecionando as configurações de upload padrão no EzScan-i

você pode selecionar uma **conexão de laboratório padrão** EzScan-i, para transferir arquivos por meio de sua conta **EzScanCloud**:

- **Paso 1.** Clique no ícone **Configurações** do EzScan-i.
- **Paso 2.** Role até Configurações de upload.
- Paso 3. Clique em Selecionar laboratório padrão e escolha um laboratório na lista expandida.
- **Paso 4.** Reinicie o aplicativo para aplicar as alterações.

A **conexão padrão de laboratório** será selecionada automaticamente nas páginas **Configuração de caso** e **Análise de caso**.

#### 9.8 Gerenciando casos no EzScanCloud


Para acessar casos de pacientes: clique no ícone **Casos** no menu à direita do **Painel ExScanCloud** 

- Cases

Paso 1. Clique no ícone Casos no menu à esquerda.

A página Casos é exibida, mostrando a lista de casos enviados

**Paso 2.** Clique em um caso para exibir os detalhes.



#### A página Casos no EzScanCloud permite aos usuários:

- Selecionar casos com base no status.
- 2. Filtrar casos.
- Exibir os casos com base na última atualização, data de criação e/ou status.
- 4. Baixar todos os arquivos associados a um caso selecionado.
- Modificar o status do caso.
- 6. Consultar os detalhes do caso.
- 7. Exibir arquivo 3D associado a um caso.
- 8. Exibir o Formulário de pedido de caso em formato PDF.
- 9. Baixar todos os arquivos associados a um caso.
- 10. Adicionar um comentário ou arquivo a um caso.

#### 9.9 Gerenciando o status do caso no EzScanCloud

#### Exibindo casos por status

#### Para exibir casos de pacientes por status:

- **Paso 1.** Clique no ícone **Casos** no menu à esquerda.
- **Paso 2.** Clique no botão Status para exibir a lista correspondente de casos.
- **Paso 3.** Clique novamente em um botão Status para desmarcar esse status.




(Você pode selecionar vários status).



#### Filtrando casos

#### Para filtrar casos:

- **Paso 1.** Selecione o ícone de filtro na parte superior da sua lista de casos.
- Paso 2. Selecione o status, o período de criação e/ou uma instituição/usuário.
- Paso 3. Clique em Aplicar.
  Para remover um filtro ativo, clique em Redefinir tudo.



#### Alterando o status do caso

Para alterar o status de um caso:

- **Paso 1.** Clique no status nos detalhes do caso
- **Paso 2.** Selecione um status na lista expandida.



Casos.

As permissões para que um usuário modifique o status do caso dependem de o perfil do usuário ser uma clínica ou um laboratório. As opções permitidas são exibidas automaticamente.

## Descrições do status de caso

Os seguintes status de caso está disponível no EzScanCloud:



Status	Descrição	Gerenciado por
Aberto	Caso enviado pela clínica ao EzScanCloud	Clínica
Em andamento	Caso sendo processado pelo Laboratório (status do caso modificado pelo laboratório)	Laboratório
Concluído	Caso tratado e concluído pelo Laboratório (status do caso modificado pelo laboratório)	Laboratório
Reaberto Caso encerrado e reaberto. (status do caso modificado pela Clínica)		Clínica
Fechado	Caso encerrado. (status do caso modificado pela Clínica)	Clínica

Página 114 Manual do usuário

### 9.10 Exibindo visualizações 3D no EzScanCloud

Para exibir a Visualização 3D de um caso selecionado:

- Paso 1. Clique em MOSTRAR 3D.
- K Z Paso 2 Para visualizar o modelo 3D em tela cheia:
- clique no ícone no canto superior direito.
- Paso 3. Para aumentar/diminuir a transparência de uma arcada: arraste o controle deslizante para a esquerda/direita.





Paso 4. Para ocultar/exibir uma arcada: clique no ícone correspondente.

Para obter informações sobre como definir as Configurações de projeção 3D, consulte acima:

 Secão 5.9 - Error! Reference source not found.: Error! Reference source not found

#### 9.11 Baixando arquivos de casos no EzScanCloud

#### Baixando arquivos de casos específicos

Para baixar arquivos de casos específicos, na página de detalhes do caso:

- Paso 1. Role para baixo até Anexos.
- Paso 2. Clique no ícone de seta em frente ao anexo do arquivo.

#### Baixando todos os arquivos do caso

Para baixar todos os arquivos de um caso selecionado:

Paso 3. clique no botão Baixar todos os arquivos.

#### Detalhes do arquivo do caso

Clicar no botão **Baixar todos os arquivos** baixa um arquivo compactado (.zip) contendo o seguinte:

- O arquivo do **Proieto** do caso.
- Arquivos 3D digitalizados(STL, OBJ, PLY) no Formato de saída preferencial configurado na página Configurações
- Formulário de pedido do caso (PDF).



**OBSERVAÇÃO**: Para configurar o **Formato de saída preferencial** para seus arquivos de casos, veia acima:

Seção5.1 - Configurações gerais

# 9.12 Exibindo um formulário de pedido de casos no EzScanCloud

Para exibir uma Case Planilha de laboratório/Formulário de pedido no EzScanCloud:

Paso 1. Clique no botão Formulário de pedido imprimível na parte inferior da página de Detalhes do caso.

Isso abrirá a Planilha de laboratório/Formulário de pedido no formato .pdf.

Definindo as configurações da Planilha de laboratório/Formulário de pedido

Para obter informações sobre como definir as configurações da **Planilha de laboratório/Formulário de pedido**, consulte acima:

Seção 5.8 Configurações da planilha de laboratório

#### 9.13 Adicionando um comentário a um caso

Para adicionar um comentário a um caso no EzScanCloud<sup>TM</sup>, na página de Detalhes do caso:

- **Paso 1.** Clique em Publicar um comentário.
- Isso abrirá a caixa de diálogo Adicionar seu comentário.
- **Paso 2.** Insira seu comentário e adicione todos os arquivos conforme necessário.
- Paso 3. Clique em Salvar comentário.

O laboratório para o qual você enviou o caso receberá uma not mail convidando-os a ver seu comentário.



**OBSERVAÇÃO**: Você também pode adicionar comentários a um caso antes do upload, na página de **Análise de caso** do EzScan-i.


Para obter mais informações, consulte acima:

Capítulo 8 Finalizando um caso de paciente

# 9.14 Entrando em contato com o suporte via FzScanCloud

Para entrar em contato com o Suporte da Vatech via Painel do EzScanCloud:

**Paso 1.** Clique em **Solicitar suporte** no painel do EzScanCloud.



Isso abre a página de suporte no EzScan (vatechezscan.com)

**Paso 2.** Siga as instruções on-line.

# 10. Manutenção

#### 10.1 Limpando a peça manual

Todo o corpo, cordão e base do scanner devem ser limpos com um desinfetante aprovado pela Agência Federal de Proteção Ambiental (EPA), rotulado e especificado para atividade tuberculocida/micobactericida. Não use desinfetante no bocal.



**OBSERVAÇÃO**: Todos os componentes do scanner (excluindo as ponteiras) devem ser limpos com lenços e não pulverizados. Evite colocar umidade, álcool ou desinfetante dentro da câmara aberta do scanner.

#### Desinfetantes de superfície recomendados e aprovados:

- Lenços Birex: Contra tuberculose = 10 minutos "Fenólico (duplo) à base de água"
- Lencos Prospray: Contra tuberculose = 10 minutos "Fenólico (duplo) à base de água"
- Lenços Cavicide: Contra tuberculose = 3 minutos "Fenólicos (duplos) à base de álcool"
- Lenços DisCide ULTRA: Contra tuberculose = 1 minuto "Fenólicos (duplos) à base de álcool"
- Pano Germicida Maxiwipe: Contra tuberculose = 5 minutos "Fenólicos (duplos) à base de álcool"
- Ster 1 Plus: Contra tuberculose = 5 minutos "Amônio quaternário e à base de álcool"

#### 10.2 Dicas de limpeza e esterilização



**OBSERVAÇÃO**: As ponteiras incluídas devem ser autoclavadas antes do uso, pois não vêm pré-esterilizadas.



**OBSERVAÇÃO**: Certifique-se de que a superfície do espelho não mostre resíduos, manchas, arranhões ou qualquer dano, pois isso afetaria o desempenho do dispositivo.

#### Procedimento

- Paso 1. Limpe a ponteira com água e sabão, garantindo que o espelho esteja limpo e sem borrões, manchas ou qualquer resíduo. Evite usar materiais de tecido abrasivos, pois isso arranhará o espelho.
- Paso 2. Depois de secar a ponteira externa, seque cuidadosamente o interior e o espelho com lenços sem fiapos, garantindo que você não arranhe a superfície. O espelho deve estar livre de quaisquer detritos ou manchas de água visíveis.
- Paso 3. Insira e sele a ponteira em uma bolsa de esterilização. Certifique-se de que o selo seja hermético. Cada ponteira deve ser embalada individualmente.
- **Paso 4.** Esterilize a ponteira embrulhada em uma autoclave a vapor com os seguintes parâmetros:
  - Por 4 minutos a 132°C (270°F), ou
  - Por 4 minutos a 134°C (273°F), ou
  - Por 45 minutos a 121°C (250°F)
- **Paso 5.** Certifique-se de que o ciclo de secagem esteja completo antes de remover a ponteira da autoclave. Se a bolsa estiver úmida, a esterilização adequada não pode ser garantida.



**AVISO**: Sempre autoclave a ponteira embrulhada em uma bolsa de esterilização selada; não fazer isso resultará em manchas permanentes no espelho.



**OBSERVAÇÃO**: As ponteiras não devem ser colocadas em um limpador ultrassônico ou em qualquer solução estéril a frio. As soluções esterilizantes deixarão um resíduo ou filme pegajoso no



AVISO: Não autoclave a peca manual do dispositivo.



**AVISO**: Não remova a bolsa antes que o esterilizador complete seu ciclo completo de secagem. Se a bolsa estiver molhada ou apresentar algum sinal de umidade, isso pode deixar manchas de água no espelho, o que

Página 120 Manual do usuári



**AVISO**: Tenha muito cuidado ao limpar o espelho, pois ele é muito delicado e pode arranhar.

#### 10.3 Descarte

O EzScan é um dispositivo elétrico com componentes eletrônicos internos e deve ser descartado de acordo com as leis e regulamentos ambientais locais.

#### 10.4 Calibragem

O EzScan é calibrado na fábrica e, portanto, não requer calibragem quando instalado.



**AVISO**: Indicação geral de proibição. A funcionalidade do sistema pode ser destruída em caso de uso incorreto. Se alterações não autorizadas tiverem sido feitas no sistema e nos acessórios fornecidos, a garantia da Vatech será anulada. A Vatech não aceitará qualquer responsabilidade ou obrigação pelo funcionamento inadequado do produto nesse caso.

Se o EzScan começar a ter problemas para digitalizar e reconhecer modelos de dentes, entre em contato com seu revendedor ou com o técnico de suporte da Vatech

Se o scanner não puder ser recalibrado remotamente, isso pode resultar na devolução do sistema para reparo/calibragem.

Para obter mais informações, consulte:

Capítulo 12 - Servico de suporte, garantia e reparo.

# 11. Diretrizes e avisos de segurança

#### 11.1 Advertências e símbolos



**OBSERVAÇÃO**: As notas representam informações que é importante conhecer, mas que não afetam a funcionalidade do sistema.



AVISO: A funcionalidade do sistema será limitada em caso de uso incorreto

#### 11.2 Diretrizes gerais

- Não derrame líquidos no corpo do dispositivo.
- Nunca opere o dispositivo em um ambiente úmido.
- Mantenha o dispositivo longe de radiadores e fontes de calor.
- Use o dispositivo somente com os acessórios fornecidos.
- Não altere o dispositivo nem abra os compartimentos.



AVISO: Indicação geral de proibição. A funcionalidade do sistema pode ser destruída em caso de uso incorreto. Se alterações não autorizadas tiverem sido feitas no sistema e nos acessórios fornecidos, a garantia da Vatech será anulada. A Vatech não aceitará qualquer responsabilidade ou obrigação pelo funcionamento inadequado do produto nesse caso.

Se alguma das seguintes condições ocorrer, desconecte o dispositivo da tomada elétrica e entre em contato com o pessoal de serviço autorizado:

- O cabo de alimentação ou adaptador de alimentação está danificado.
- O dispositivo foi exposto à água.
- O dispositivo foi danificado.
- O dispositivo não funciona corretamente quando as instruções de operação são seguidas.

Página 122 Manual do usuário

# 11.3 Advertências gerais

#### Modificação do sistema



**AVISO**: A modificação do sistema pode resultar em lesões físicas no paciente e no operador e em danos ao sistema.

#### Software aprovado

O dispositivo EzScan foi projetado para operar com o software EzScan-i.



**AVISO**: O scanner EzScan só deve ser usado com software aprovado e compatível.

#### Falha no equipamento



**AVISO**: Em caso de mau funcionamento ou falha do sistema, você deve: Evitar qualquer contato entre o sistema e o paciente.

Desconectar o sistema da tomada elétrica e do computador. Guardar o sistema para que ele não possa ser usado por outra pessoa. Entrar em contato com o pessoal do servico.

#### 11.4 Riscos mecânicos

#### Peças móveis



**OBSERVAÇÃO**: Todas as partes móveis estão dentro do scanner portátil, portanto, não abra a unidade.

#### Equipamento derrubado



**AVISO**: Se a ponteira do scanner cair, certifique-se de que o espelho não esteja danificado e que não esteja solto; se a ponteira estiver danificada, ela deve ser descartada imediatamente. Se a peça manual do scanner cair ou bater, certifique-se de que nenhuma parte do sistema esteja danificada, pois isso pode afetar o desempenho.



**OBSERVAÇÃO**: Quando não estiver em uso, sempre apoie a peça na base. A base pode ser montada na parede de acordo com as instruções fornecidas. Não coloque a base em uma superfície inclinada. Coloque os cabos (cabo de alimentação e cabo USB) onde as pessoas não possam ficar presas acidentalmente neles e potencialmente danificar o sistema.

#### Base

### 11.5 Segurança elétrica

#### Choque elétrico



**AVISO**: Há risco de choque elétrico ao abrir ou tentar abrir qualquer parte do sistema; somente pessoal de serviço qualificado deve abrir partes do sistema.

#### Estresse nos cabos



**AVISO**: Deve-se tomar cuidado para não aplicar estresse desnecessário nos cabos do sistema, seja no cabo de alimentação, no cabo USB ou no cabo entre a peça manual e a base.

Página 124 Manual do usuário

### 11.6 Segurança ocular



AVISO: Durante a operação, o sistema emite uma luz brilhante e intermitente de sua ponteira. Embora o sistema esteja em conformidade com a norma IEC 62471 (Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas), a exposição prolongada à luz intermitente pode resultar em desconforto, convulsões ou irritação ocular.



**AVISO**: Use somente o adaptador de alimentação fornecido como parte do sistema.

## 11.7 Higiene



**AVISO**: Para manter a segurança do paciente, use luvas cirúrgicas ao manusear qualquer parte do sistema. Sempre certifique-se de que a ponteira esteja montada na peça manual antes de inseri-la na boca do paciente. Antes de usar o sistema com um novo paciente, certifique-se de que o sistema esteja desinfetado e que a ponteira esteja esterilizada.

# 11.8 Precauções durante a operação do sistema



AVISO: O sistema EzScan contém elementos óticos e mecânicos delicados e, portanto, deve ser manuseado com cuidado. Não derrube, bata ou sacuda o manípulo ou a ponteira. Sempre coloque a peça na base quando não estiver em uso. Não sobreponha o cabo que conecta a peça manual à base. Não mergulhe a peça manual ou a base em nenhum líquido. Não coloque a peça manual ou a base em superfícies molhadas ou aquecidas. Segure a peça com firmeza ao manuseá-la.



**AVISO**: Equipamentos portáteis de comunicação de RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) não devem ser usados a menos de 30 cm de qualquer parte do EzScan, incluindo cabos especificados pelo FABRICANTE. Caso contrário, poderá ocorrer degradação do desempenho deste equipamento.



**OBSERVAÇÃO**: Durante a operação do sistema, a peça manual e a ponteira podem ficar um pouco quentes: isso é normal.



**AVISO**: Para evitar o superaquecimento do sistema, a abertura de ventilação na parte inferior da peça manual nunca deve ser obstruída.



**AVISO**: O uso deste equipamento adjacente ou sobre outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se esse uso for necessário, é aconselhável que este e os outros equipamentos sejam observados para verificar se estão operando normalmente.

## 11.9 Desempenho do EzScan



**AVISO**: Em uso normal, o EzScan deve transmitir imagens para o laptop/notebook com o software de manipulação de imagem instalado e a transmissão de vídeo fica visível no canto inferior esquerdo da tela. Se não for usado corretamente, pode haver perda de transmissão de informações de imagem ou transmissão lenta temporariamente.

Página 126 Manual do usuári

#### 11.10 Acessórios



**AVISO**: Use somente acessórios aprovados pela Vatech. Não usar acessórios aprovados pode resultar na deterioração do desempenho.

Acessório	Número de peça da Vatech
Cabo USB 3.0	IOS-CP-00-043
Adaptador de alimentação CA/CC	IOS-CP-00-088

O EzScan é destinado ao uso em um ambiente profissional de saúde com ambiente eletromagnético especificado abaixo.

# 11.11 Orientação e declaração da EMC

#### Emissões eletromagnéticas

Teste de emissões	Conformidade	Orientação ambiental
		eletromagnética
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1, Classe A	O EzScan usa energia de RF apenas para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causarão interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Oscilações de tensão/emissões de cintilação IEC 61000- 3-3	Em conformidade	O EzScan é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo estabelecimentos domésticos e aqueles diretamente conectados à rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.

# Imunidade eletromagnética

Teste de imunidade	Nível de	Nível de	Orientação ambiental
	teste	conformida	eletromagnética
		de	
Descarga	± 8	± 8	A superfície deve ser de
eletrostática (ESD)	kV/Contato	kV/Contato	madeira, concreto ou
IEC 61000-4-2	± 2 kV, ± 4	± 2 kV, ± 4	cerâmica. Se os pisos
	kV, ± 8 kV, ±	kV, ± 8 kV, ±	estiverem cobertos
	15 kV /ar	15 kV /ar	com material sintético, a
			umidade relativa deve
	_	_	ser de pelo menos 30%.
Transiente elétrico	± 2 kV para	± 2 kV para	A qualidade da
rápido/explosão IEC	alimentação	alimentação	alimentação da rede
61000-4-4	linhas de	linhas de	elétrica deve ser a de um
	alimentação	alimentação	ambiente típico de
	± 1 kV para linhas de	± 1 kV para	estabelecimento de
		linhas de	saúde profissional.
	entrada/saí da	entrada/saí da	
Surge IEC 61000-	± 0,5 kV, ± 1	± 0,5 kV, ± 1	A qualidade da
4-5	$\pm 0.5 \text{ kV}, \pm 1$ kV linha(s)	kV linha(s)	alimentação da rede
4-3	para linha(s)	para linha(s)	elétrica deve ser a de um
	± 0,5 kV, ± 1	± 0,5 kV, ± 1	ambiente típico de
	kV, ± 2 kV	kV, ± 2 kV	estabelecimento de
	linha(s) até	linha(s) até	saúde profissional.
	a terra	a terra	
Quedas de tensão,	< 5% UT	< 5% UT	A qualidade da
curtas	(> 95% de	(> 95% de	alimentação da rede
interrupções e	queda em	queda em	elétrica deve ser aquela
variações de tensão	UT) para	UT) para	de um ambiente típico
na	ciclo de 0,5	ciclo de 0,5	de estabelecimento de
entrada da fonte de	40% UT	40% UT	saúde profissional.
alimentação	(60% de	(60% de	
linhas IEC 61000-4-	queda em	queda em	
11	UT) para 5	UT) para 5	
	ciclos a 70%	ciclos a 70%	
	UT (queda	UT (queda	
	de 30% em	de 30% em	
	UT) para	UT) para	
	25 ciclos	25 ciclos	

	T	ı	I
	< 5% UT	< 5% UT	
	(>95% de	(>95% de	
	queda	queda	
	UT) por 5 s	UT) por 5 s	
Frequência de	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos
alimentação			de frequência de
(50/60 Hz) campo			alimentação
magnético IEC			devem estar em níveis
61000-4-8			característicos da
			localização em um
			ambiente típico de
			estabelecimento de
			saúde profissional.
RF irradiada	Tabela 9 na	Tabela 9 na	Equipamentos de
IEC 61000-4-3	IEC-60601-	IEC-60601-	comunicação de RF
10000-4-3			portáteis e móveis não
RF conduzida	1-2 2014 3V 0,15-	1-2 2014 3V 0,15-	devem ser usados mais
IEC 61000-4-6	80MHz	80MHz	
IEC 01000-4-0	6V em		perto de qualquer parte do sistema EzScan,
		6V em	•
	bandas ISM	bandas ISM	incluindo cabos, do que a
	entre 0,15	entre 0,15	distância de separação
	MHz e 80	MHz e 80	recomendada calculada a
	MHz	MHz	partir do
	80% AM a 1	80% AM a 1	equação aplicável à
	kHz	kHz	frequência do
			transmissor.
			Distância de separação
			recomendada:
			$d = [\frac{3.5}{V1}]\sqrt{P}$ 150 kHz to 80 MHz
			* A
			$d = \left[\frac{3.5}{E1}\right] \sqrt{P} 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$
			$d = \left[\frac{7}{F1}\right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz
			onde P é a potência
			máxima de saída do
			transmissor em watts
			(W) de acordo com o
			fabricante do transmissor
			e d é a distância de
			separação recomendada
			em metros (m). As
			intensidades de campo

dos transmissores de RF
fixos, conforme
determinado por um
levantamento
eletromagnético do local,
devem ser menores que
o nível de conformidade
em cada faixa de
frequência. Pode ocorrer
interferência nas
proximidades do
equipamento marcada
com o seguinte símbolo:

OBSERVAÇÃO: UT é a tensão da rede CA antes da aplicação do nível de teste. Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o sistema EzScan que não fornece suporte à vida

O sistema EzScan é destinado ao uso no ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradiados são controlados. O cliente pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o sistema EzScan, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Rated maximum	Separation distance according to frequency of transmitter m		
output power of transmitter W	150 kHz to 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{V1}\right]\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E1}\right] \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = \left[\frac{7}{E1}\right]\sqrt{P}$
0,01	0.12	0.12	0.23
0,01	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

# 11.12 Símbolos no EzScan e no estojo de transporte

Símbolo	Descrição
***	Nome comercial e endereço do fabricante (ISO 15223-1)
	Data de fabricação (ISO 15223-1)
(h)	Ligar/Desligar o equipamento (pressionar/pressionar)
ss←	Plugue USB
<u>(1</u>	Aviso, consulte os documentos anexos
(!)	Manual de ação obrigatória geral
$\bigcirc$	Indicação de proibição geral
	Referência do manual do usuário
Z	Diretriz relacionada aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos
EC REP	Representante autorizado na Comunidade Europeia
Cope do ready  collection. Ready to the preventions  per per service to the contract to the dis-  per per per service to the contract to the dis-  per per per service to the cope of the dis-  ter perpetual association specific. These  per period association specific has been perfectly associated association.	Etiqueta de aviso para LED
((•))	Radiação eletromagnética não ionizante
	Corrente contínua
*	Nível de proteção contra choque elétrico Tipo (B)
[]i	Consulte as instruções de operação para uso.
C€	Marca de conformidade europeia
Rx	Símbolo de prescrição
NON	Não esterilizadas (ponteiras do scanner) (IOS-FPL-71-001)
	Os manuais do usuário estão disponíveis eletronicamente no link fornecido: http://vatechezscan.com/support

Segurança NWETRO COPER	Marca de certificação INMETRO	
<b>€</b>	Marca de conformidade da Ucrânia	

Página 132 Manual do usuário

# 12. Serviço de suporte, garantia e reparo

## 12.1 Suporte

Se você tiver dúvidas sobre o software, consulte o manual e o menu Ajuda do software. Se você estiver tendo problemas com seu software, verifique a lista de problemas comuns fornecida abaixo antes de entrar em contato com um revendedor. Pode ser simplesmente uma questão de um pequeno problema que pode ser corrigido rapidamente. No entanto, se você ainda tiver problemas depois de seguir as recomendações desta seção, entre em contato com o revendedor onde comprou o equipamento.

#### Checklist de problemas operacionais

Problema	Recomendação
Há uma mensagem de erro de memória cheia que aparece quando o software é aberto.	Libere espaço na unidade C
O status na janela de visualização em tempo real é "Desconectado".	Verifique se você tem alimentação externa para o EzScan e se o cabo USB está conectado a uma entrada USB 3.
A digitalização está muito lenta.	Verifique se o laptop está conectado a uma fonte de alimentação externa.
Os cantos são cortados na janela de visualização em tempo real.	Verifique se a ponteira está montada corretamente e se, ao girar, é travada com um clique.
Há um quadrado vermelho na janela de digitalização	Volte para um dente que foi escaneado e comece a partir daí novamente
Nenhuma imagem aparece quando digitalizada, mas todo o resto (por exemplo, imagem de janela em tempo real, sons, FPS) funciona bem.	Talvez seja necessário recalibrar o scanner. Entre em contato com seu revendedor local para obter suporte.
Há pontos na janela de visualização em tempo real.	Verifique e limpe o espelho da ponteira.
Onde posso obter o software e os manuais do EzScan?	Você os encontra na seção Suporte do site da Vatech.

## 12.2 Garantia padrão

A Vatech garante que seus produtos de hardware não consumíveis estão livres de defeitos de materiais e mão de obra. A garantia cobre o custo de peças e mão de obra para reparar o produto.

Guarde o contêiner de transporte para uso futuro. Os produtos devolvidos à fábrica para reparo devem ser devidamente embalados. Para obter o serviço de garantia, siga o procedimento descrito na seção Serviço de reparo. Não fazer isso causará atrasos e despesas adicionais para o cliente.

A garantia é válida quando o produto é usado para a finalidade a que se destina e não cobre produtos que tenham sido modificados sem permissão por escrito da 3D Imaging and Simulation Corp. Americas, ou que tenham sido danificados por abuso, acidente ou conexão com equipamentos incompatíveis.

Esta garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas.

## 12.3 Serviço de reparo

O EzScan não pode ser reparado localmente. No caso de um mau funcionamento do hardware, entre em contato com seu revendedor para providenciar uma unidade de troca (mesmo modelo ou mais recente) para que sua unidade possa ser substituída e o trabalho possa continuar. Alguns testes podem ser necessários para verificar o erro ou o mau funcionamento do hardware/software.

A empresa se reserva o direito de deixar de fornecer reparos, manutenção, peças e suporte técnico para seus produtos de hardware não consumíveis cinco anos após a descontinuação do produto.

#### 12.4 Serviço de reparo fora da garantia

O serviço de reparo fora da garantia está disponível em locais geográficos selecionados. Entre em contato com o fornecedor para obter os termos e tarifas atuais

Esperamos que este manual do usuário tenha sido útil para você.

Para obter material adicional e informações do usuário, acesse

www.VatechEzScan.com/support

Manuais do usuário para EzScan Vídeos de instruções sobre o EzScan Vídeos de treinamento sobre o EzScan

www.VatechEzScan.com/support

#### Distribuído por:

Vatech America 2200 Fletcher Ave.

Suíte 705A Fort Lee, NJ 07024

EUA



Ligação gratuita: 1.888.396.6872

www.VatechEzScan.com